

## İLAÇ TEDAVİ ARABASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pansuman arabası monoblok gövdeli olup LLDPE (polietilen) malzemedan üretilmiş olmalıdır.
2. Arabanın tüm parçaları kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir özellikte olmalıdır.
3. Arabanın üst tablasının kenarları malzemelerin dökülmesini ve düşmesini engelleyeci şekilde yükseltilmiş olmalıdır.
4. Araba gövdesi üzerinde bir adet itme kolu bulunmalıdır.
5. Arabada; tüm çekmeceleri merkezi olarak kilitleyebilen ve şifreli olarak çalışan kilit mekanizması bulunmalıdır.
6. Kilit mekanizması 2 (iki) adet AAA - 1.5V pil ile çalışmalıdır.
7. Arabanın üst kısmında iki sıra halinde en az 10 adet ilaç saklama gözü bulunmalıdır. Gözler plastik ve devrilir kapaklı olmalıdır.
8. Arabada, 3 (üç) adet küçük, 1 (bir) adet orta ve 1 (bir) adet büyük olmak üzere toplamda 5 (beş) adet çekmece bulunmalıdır ve çekmecelerin iç ölçüleri 400x600mm olmalıdır.
9. Çekmecelerin derinlikleri;
  - a. Küçük 50mm,
  - b. Orta 100mm,
  - c. Büyük 200mm olmalıdır.
10. Çekmecelerin içlerinde ilaçların, ampullerin ve diğer tıbbi malzemelerin stoklanması ve acil ihtiyaç halinde kolay erişebilmesi için; küçük ve orta çekmecelerde 9'ar adet, büyük çekmecede 4 adet bölme bulunmalıdır.
11. Çekmeceler raylı sistem üzerinde hareket etmelidir.
12. Çekmecelerin kolay açılıp kapanabilmesi için ön yüzeylerinde özel tutma yuvaları bulunmalıdır.
13. Arabanın sol tarafında üst tablanın altına girip çıkabilen ve gövdeyle aynı malzemedan üretilmiş, ilaç hazırlamak ve yazı yazmak için kullanılabilen 1 (bir) adet tepsi bulunmalıdır.
14. Araba ile birlikte 1 (bir) adet çöp kovası verilmelidir.

15. Araba, 360° dönebilen, 130mm apında, plastik maşalı, ikisi kilitlenebilir 4 (dört) adet tekerlek üzerinde kolayca hareket ettirilebilmelidir.
16. Arabanın ölçüleri; yükseklik 1450mm ( $\pm 20$ mm), boy 900mm ( $\pm 20$ mm) ve derinlik 520mm ( $\pm 20$ mm) olmalıdır.