

## TEK KANALLI ACT CİHAZI ŞARTNAMESİ

1. Cihaz mikroişlemci kontrollü, hafif ve portatif olmalıdır.
2. Kolay okunmasını sağlamak amacıyla ekranı LED yapıda ve büyük olmalı; ekranda test sonuçları ve hata mesajları görüntülenmelidir.
3. Cihaz tek kanallı olmalı, üzerinde sıcaklık ve saptayıcı belirteci olmalı, entegre bir ısıtıcısı bulunmalıdır.
4. Cihazın ölçüm aralığı 0-1500 saniye arasında olmalıdır.
5. Cihaz, kaolin, celite, glass bead ve max bazlı camdan ve plastikten yapılmış vakumsuz tüplerle çalışabilmelidir.
6. Cihaz tüpün hazneye yerleştirilmesiyle otomatik olarak ölçme işlemine başlamalıdır.
7. Cihaz 220v/50Hz şehir şebeke gerilimiyle çalışmalı; elektrik kesintilerine karşı batarya ile de çalışabilmelidir.
8. İstenildiği takdirde cihaza yazıcı ünitesi eklenebilmelidir; ölçülen parametre ve diğer bilgiler yazdırılabilmelidir.
9. Cihaz, her ölçüm öncesinde kalibrasyon işlemi gerektirmeden çalışabilmelidir.
10. Cihaz ISO 9001 ve TURKAK tarafından akredite edilmiş belgeye sahip olmalıdır.
11. İthalatçı veya satıcı firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
12. Cihaz üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl, garanti sonrası ücreti karşılığında yedek parça için 8 yıl süreyle garantili olmalıdır.
13. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.