

## OFTALMOSKOP SET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Oftalmoskop cihazının gövde iç kısmı bakır olup, dış kısmı ABS' den üretilmiş olmalıdır.
2. Oftalmoskop cihazının aydınlatması 2.5 Volt ampul ile sağlanabilmelidir.
3. Oftalmoskop cihazının ışık modu cihazın baş kısmında bulunmalı ve istenen ışık modu döner tip mekanizma ile sağa-sola çevrilerek yapılabilirdir.
4. Oftalmoskop cihazının da net görüntü elde etmek için dioptiri tekeri olmalı, yukarı-aşağı çevirmeler ile net görüntü sağlanmalıdır.
5. Oftalmoskop cihazının başlığı vidalama şeklinde oftalmoskop gövdesine sabitlenebilmelidir.
6. Oftalmoskop cihazının ışığı 18.5 lümen ve 5 farklı ışık moduna sahip olmalıdır.
7. Oftalmoskop cihazının lens ayar aralığı -20D ve +20D ( $\pm 1.2.3.4.6.8.10.15.20$ ) olmalıdır.
8. Oftalmoskop cihazının kullanımı portatif taşınabilir şekilde olmalı ve ışık sistemi tek elle açılıp kapanabilir yapıda olmalıdır.
9. Oftalmoskop cihazının açıp-kapama düğmesi cihazın sap kısmında bulunmalıdır.
10. Oftalmoskop cihazı 2 adet AA Alkalin pil ile çalışmalıdır.
11. Oftalmoskop cihazının çalışması için gereken ortam ısı 10°C-35 °C ve ortam nemi 30%-75 % aralığında olmalıdır.
12. Oftalmoskop başlığı üzerinde CE işareti olmalıdır.
13. Oftalmoskop cihazı sert plastik koruyucu kutu içinde bulunmalıdır.
14. Oftalmoskop cihazının UBB kaydı bulunmalıdır.
15. Teklif verecek firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır.