

HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Yemek masası hastanede kullanılan karyolalar ile estetik olarak uyumlu olmalıdır.
2. Yemek masası üst tablası ve gövdesi ABS plastik malzeme ile kapatılmış olmalıdır.
3. Üst tablanın tüm kenarları yuvarlatılmış ve sıvı dökülmelerine karşı yükseltilmiş olmalıdır.
4. 360 derece dönebilen 50 mm çapında çapraz kilitlenebilir tekerler kullanılmalıdır.
5. Yemek masası alt şasesi ve sütunları ABS plastik ile kaplanmalıdır.
6. Yemek masası tablası yükseklik ayarlı olmalı, yüksekliği gazlı amortisör ile istenilen noktada sabitlenebilmelidir.
7. Yemek masası alt şasesi 30x30x1,5 mm profilden imal edilmiş olmalıdır.
8. Yükseklik ayarı için gazlı amortisörü kontrol eden kumanda kolu bulunmalıdır.
9. Tüm metal yüzeyler elektrostatik epoksi polyester toz boya ile fırınlama metodu ile boyanmış olmalıdır.
10. Yemek masası 32 mm boru içerisinde, 25 mm boru çalışacak şekilde dizayn edilmelidir.
11. Yemek tablasının ölçüleri 455mm X 670mm (+/-10mm) olmalıdır.
12. Tabla yüksekliği 88 – 111 cm (± 3 cm) arasında ayarlanmalıdır.
13. 2 yıl ücretsiz servis ve 10 yıl yedek parça temin garantili olmalıdır.
14. Üretici veya satıcı firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır.