



PRO AED

Defibrilatör



Otomatik
Eksternal
Defibrilatör



Doğru ve güvenilir EKG Analizi
Otomatik test özelliği
AHA/ERC kılavuzuna göre güncellenebilir yazılım
Hareket Algılama
Kalp Pili Algılama
5 Yıl Garanti



İlk Yardım Derneği, Life-Point i desteklemektedir.

CE
1984

life POINT PRO AED

Defibrilatör



Teknik Özellikler

Çalışma Modu	Otomatik
Şarj Süresi (maksimum enerji)	tipik < 10 sec
EKG Analiz Süresi	tipik < 10 sec
Dalga Formu	Truncated Bifazik Dalga Formu
Enerji Adımları (ayarlanabilir)	Yetişkin: 150J - 200J - 200J / Çocuk: 50J - 50J - 50J
Kalp Pili Algılama	Var
Hareket Algılama	Var
Empedans Ölçümü	25 - 175 ohm
Şoklama Sayısı (maksimum enerji)	tipik 200 şok (20 °C - tam dolu batarya)
Derivasyon	DII
EKG Bant Genişliği	2 - 25 Hz
Batarya Tipi	LiMnO ₂ (12V 4500 mA)
Oto-Test Periyotları	Her Açılış - Günlük - Haftalık - Aylık - 6 Aylık
Oto-Test Kapsamı	Batarya - Donanım - Yazılım - Şarj/Deşarj
Ölçüler	9,5cm x 27cm x 24cm
Ağırlık (batarya dahil)	1950 gr (batarya ve aksesuarlar dahil)
Sınıf (93/42/EEC) / IP	II B
Çalışma Koşulları	0°C - 50°C ve %10 - %95 RH
Saklama Koşulları	-20°C ve 60°C
Veri Dokümantasyonu	EKG Sinyali / Vaka / Çevre Sesleri
Veri Transferi	Metsis AED Software (mini USB)
Minimum Bilgisayar Gereksinimi	Windows XP - Vista - 7 Pentium or higher VGA Monitor or higher CD-ROM Driver USB Port 2 Free Disk Space