

KAN VE SERUM ISITICI

FT1800

Yüksek doğrulukta akıllı mikroprosesör kontrolü ile tüm medikal departmanlar için:

- Operasyon esnasında ve sonrasında kan transfüzyonu/infüzyonu
- Kan geri beslemesi/Diyaliz sıvıları
- Klinik uygulamalara göre rutin kan transfüzyonu/infüzyonu
- Enteral /parenteral beslenme ve yıkama
- Çocuk ve yenidoğanlar için infüzyon



Medikal sıvı ve kan için standart set

Mikroprosesör kontrolü

Büyük led ekran ile çalışma bilgileri ve hata durumlarını izleyebilme

Isıtıcı profil tutucu

İnfüzyon akışını izleyebilme imkanı

Sensör kontrollü elektrik ısıtma profilleri

Isıtma profili kablosu

Optimal düzeyde ısıtma

KAN VE SERUM ISITICI

FT1800

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Kullanıcı dostu arayüz:

- Büyük led ekran ile ayarlanan sıcaklık, gerçek sıcaklık, ısınma süresi, hata durumları izleyebilme.

Hasta ısıtma:

- IV seini tamamı kaplı olması ile sıfır ısı kaybı

Güvenlik özellikleri:

- Sürekli işleyen self test
- Bağımsız çift yüksek sıcaklık koruması ve otomatik sıcaklık kesme
- Yüksek sıcaklık/Düşük sıcaklık/sensör hatası durumlarında görsel ve sesli alarm

İleri düzey kuru ısıtma teknolojisi:

- Hızlı ve efektif ısıtma

Açık sistem:

- Standart IV seti ile kullanım özel sete ihtiyaç duymadan
- En ekonomik ısıtma çözümü

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model: FT1800

Sıcaklık Ayarı: 33°C ~41°C Artım Oranı: 0.1 °C

Güç: AC 100-230V/50-60Hz

Güç Tüketimi: Maks. 120VA

Güvenlik Sınıfı: Class I

Güvenlik Seviyesi: BF Tip, Defibrilator korumalı

Sıvı Koruması Derecesi: IPX2

Sıcaklık Doğruluğu: ±1.0 °C

Yüksek Sıcaklık Koruması: 42°C ±1°C / 43°C ±2°C

Düşük Sıcaklık Alarmı: 32°C

Isınma Zamanı: ~2 dk (20°C -36°C)

Kullanım Modu: Sürekli

Ölçüler: 85 x 65 x 175 mm

Ağırlık: 1.2 kg

Isıtma Profilleri: 1400mm uzunluğunda, 3.5-5.0mm O.D.