

KAN VE SERUM ISITICI FT2800

Yüksek performanslı kuru ısıtma sistemi:

- İnfüzyon sıvıları
- Kan geri beslemesi / Diyaliz sıvıları
- Kan ve kan ürünleri transfüzyonu
- Enteral / parenteral beslenme ve yıkama

Mikroprosesör kontrolü

Medikal sıvılar ve kan için standart set

Büyük led ekran ile iki kanalında çalışma bilgileri ve hata durumlarını izleyebilme

Isıtıcı profil tutucu

İnfüzyon akışını izleyebilme imkanı

Sensör kontrollü elektrik ısıtma profilleri

Isıtma profili kablosu

Optimal düzeyde ısıtma



KAN VE SERUM ISITICI

FT2800

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Kontrol teknolojisi:

- Entegre sıcaklık sensörleri sayesinde mikroprosesör sistem ile yüksek doğrulukta kontrol imkanı.

Güvenlik sistemi:

- Sürekli işleyen self test ile 24 saat sürekli çalışma
- Bağımsız çift yüksek sıcaklık koruması ve otomatik sıcaklık kesme
- Yüksek sıcaklık / Düşük sıcaklık / sensör hatası durumlarında görsel ve sesli alarm

Çift kanal:

- Her kanal birbirinden bağımsız çalışarak kendi sıcaklık ayatı ve kontrolü vardır.
- İki kanal birlikte çalışarak ısıma kapasitesini artırır.

Hasta ısıtma:

- IV setin tamamı ısıtıcı profil ile kaplı olması ile sıfır ısı kaybı

Kullanıcı dostu arayüz:

- Büyük led ekran ile ayarlanan sıcaklık,gerçek sıcaklık ,ısınma süresi, hata durumları izleyebilme
- Kolay ve hızlı ayarlama ve dakikalar içerisinde kullanıma hazır duruma gelme

Açık sistem:

- Özel sete ihtiyaç duymadan standart IV seti ile kullanım

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model: FT1800

Sıcaklık Ayarı: 33°C ~41°C Artım oranı: 0.1 °C

Güç : AC 100-230V/50-60Hz

Güç Tüketimi: Maks. 180VA

Güvenlik Sınıfı: Class I

Güvenlik Seviyesi: BF Tip, Defibrilator korumalı

Sıvı Koruması Derecesi: IPX2

Sıcaklık Doğruluğu: ±1.0 °C

Yüksek Sıcaklık Koruması: 42°C ±1°C / 43°C ±2°C

Düşük Sıcaklık Alarmı: 32°C

Isınma Zamanı: ~2 dk (20°C -36°C)

Kullanım Modu: Sürekli

KVO değeri : Tek kanal: 25ml/dk , Çift kanal: 75ml/dk

Ölçüler: 200x130x250 mm

Ağırlık: 2.3 kg

Isıtma Profilleri: 1400mm uzunluğunda, 3.5-5.0mm O.D.