

KAN VE SERUM ISITICI

QW3



Bütün medikal departmanlar için Kompakt kan & serum ısıtıcı:

- Klinik uygulamalara göre kan transfüzyonu/infüzyonu
- Damar içi veya nazal beslenme
- Çocuklar ve yenidoğanlarda infüzyon
- Soğuk durumlarda normal infüzyon

KAN VE SERUM ISITICI

QW3

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Kontrol teknolojisi:

- Mikroprosesör sistem ile yüksek doğrulukta kontrol, kalıcı ve sürekli işlem, self test ve arıza fonksiyon alarmları.

Ekstra sarf maliyeti olmadan çalışma:

- Kuru ısıtma plağı ile standart transfüzyon/infüzyon setleme

Çift kilit sistemi:

- Miknatıslı kapak ve ekstra klemp ile kilit sistemi güvenli setleme için

Yüksek doğrulukta sıcaklık izlemesi:

- Üç ayardan oluşan bağımsız sıcaklık sensörleri ve numerik ekran gerçek zamanlı sıcaklık veya ayarlanan sıcaklığı gösterme 0.1°C doğrulukta.

Yüksek güvenlik için çoklu koruma:

- Aşırı yüksek sıcaklıkta uyarı ve sıcaklığın daha fazla yükselmesini engellemek, düşük sıcaklık alarmı ve sensör hata alarmı

Benzersiz yüksek sıcaklık alarm test fonksiyonu

- Ekstra güvenli ve bakımı kolay kullanım

Geniş IV set uyum yelpazesi:

- 3.5-5.0mm O.D.

Önerilen akış hızı :

- Kvo ~ 16 ml/dk

Kolay uygulama ve hızlı ısınma:

- Seti yerleştirin, sıcaklığı ayarlayın, 20 °C'den 36 °C'ye 45 saniyeden daha kısa sürede ulaşma ve hastaya gönderilmeye hazır hale getirme.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model:	QW3
Sıcaklık Ayarı:	37°C ~42°C Artım oranı: 0.1 °C
Güç:	AC230V±10%/50-60Hz
Güç Tüketimi:	Maks. 80VA
Güvenlik Sınıfı:	Class I
Güvenlik Seviyesi:	B Tip
Sıvı Koruması Derecesi:	IPX1
Sıcaklık Doğruluğu:	±1.0 °C
Yüksek Sıcaklık Koruması:	43°C / 45°C/ 48°C ±3°C
Düşük Sıcaklık Alarmı:	36°C
Isınma Zamanı:	<45 saniye (20°C -36°C)
Kullanım Modu:	Sürekli
Ölçüler:	180 x 75 x 40 mm
Ağırlık:	0.7 kg