

# KAN VE SERUM ISITICI

## QW618

Kuru ısıtma sistemi rutin ve büyük çaplı klinik uygulamalar için:

- Operasyon esnasında ve sonrasında kan transfüzyonu/infüzyonu
- Büyük kan transfüzyonu/acil bakım için infüzyon
- Rutin kan transfüzyonu/infüzyonu
- Enteral /parenteral beslenme ve yıkama



# KAN VE SERUM ISITICI

## QW618

### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

#### Kontrol teknolojisi:

- Entegre sensörler sayesinde mikroprosesör sistem ile yüksek doğrulukta kontrol, kalıcı ve sürekli işlem, self test ve arıza fonksiyon alarmları.

#### Ekstra sarf maliyeti olmadan çalışma:

- Kuru ısıtma yivli silindir sistemi sayesinde standart veya uzatma transfüzyon/infüzyon seti ile düşük akışta rutin olarak kullanım kolaylığı.

#### Yüksek doğrulukta sıcaklık izlemesi:

- Üç ayardan oluşan bağımsız sıcaklık sensörleri ve numerik ekran gerçek zamanlı sıcaklık veya ayarlanan sıcaklığı gösterme 0.1°C doğrulukta.

#### Yüksek güvenlik için çoklu koruma:

- Aşırı yüksek sıcaklıkta uyarı ve sıcaklığın daha fazla yükselmesini engellemek, düşük sıcaklık alarmı ve sensör hata alarmı

#### Benzersiz yüksek sıcaklık alarm test fonksiyonu:

- Ekstra güvenli ve bakımı kolay kullanım.

#### Isınma Kapasitesi:

- 6000ml/saat (Kvo ~ 100 ml/dk)

Yüksek miktarda infüzyon sıvısının eş zamanlı olarak iletimi  
Hızlı ısıtma ile 24 saatlik sürekli çalışma

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Model: QW618

IV set : AC230V±10%/50-60Hz

Sıcaklık Ayarı: 37°C ~42°C Artım oranı: 0.1 °C

Güç : AC230V±10%/50-60Hz

Güç Tüketimi: Class I

Güvenlik Seviyesi: B Tip

Sıvı Koruması Derecesi: IPX4 Sıvı korumalı

Sıcaklık Doğruluğu: ±0.5 °C

Yüksek Sıcaklık Koruması: 43°C / 45°C / 48°C ±3°C

Düşük Sıcaklık Alarmı: 36°C

Isınma Zamanı: <45 saniye (20°C -36°C)

Kullanım Modu: Sürekli

Ölçüler: 100 x 170 x 210 mm

Ağırlık: 1.3 kg

DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş  
K.bakkalköy Mah. Yüksel Sk.  
No:5 /8 Ataşehir / İstanbul  
Tel : +90 216 577 52 22  
Fax: +90 216 557 52 21  
Email: info@denizlermedikal.com