

TEKNİK ÖZELLİKLER

Fiziksel Özellikler

Boyutlar : 340 x 270 x 95 mm

Ağırlık : 5.5 kg

Ekran: 800x600 çözünürlükte 12.1" LCD dokunmatik renkli ekran

BF, CF Type

Dahili hafıza

Ultrasound

Ultrasound Frekansı: 1MHz-3MHz

Ultrasound Çıkış Hassasiyeti : $I_{ob} < 20mW/cm^2$

FHR Ölçüm Aralığı: 30 bpm ~ 240bpm

Kararlılık: $\pm 1bpm$

Kristal sayısı: 12

Toco

Çalışma Prensibi: Basınç transducer

TOCO Ölçüm Aralığı %0-100

Sıfırlama Modu : Manuel

Yazıcı

150x90 mm Z katlamalı termal yazıcı kağıdı

1cm/dk, 2cm/dk, 3cm/dk gerçek zamanlı kayıt

Batarya

14.8V Şarj edilebilir Li-ion batarya

Güç Ünitesi: 100~240(V) AC, 50/60 (Hz)

Standart Konfigürasyon

• FHR1 • TOCO • FM • Dahili Yazıcı

Opsiyonel

• FHR2

SeaMed®



SEAMED STAR 5000 Fetal Monitör



DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.
K.bakkalköy Mah. Yüksel Sk.
No:5 /8 Ataşehir / İstanbul
Tel : +90 216 577 52 22
Fax: +90 216 557 52 21
Email: info@denizlermedikal.com

CE 0434



SEAMED STAR 5000
Fetal Monitör

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- » 12.1" 800x600 çözünürlükte dokunmatik LCD renkli ekran
- » Dahili Li-ion batarya
- » Opsiyonel merkezi sisteme bağlanabilme
- » Sesli ve görsel alarmlar
- » Opsiyonel ikiz gebelik takibi

1

Katlanabilir Ekran ve
Kolay İzleyebilme



2

150 x 90 mm dahili termal
yazıcı, z-katlamalı
kağıt ile kullanılabilir



3

Duvara Monte
Edilebilme



4

Taşıma Kolu Sayesinde
Kolay Taşıyabilme

