

TEKNİK ÖZELLİKLER

Fiziksel Özellikler

Boyutlar : 320mm×300mm×370mm (±20mm)

Ekran : 5.7" TFT LCD 800x600 çözünürlükte ekran

USB

Cross Channel Verification (Çapraz Kanal Doğrulama)

Ultrasound

Ultrasound Frekansı: 1MHZ-3MHZ

Ultrasound Çıkış Hassasiyeti : $I_{ob} < 20mW/cm^2$

FHR Ölçüm Aralığı: 30 bpm ~ 250bpm

Kararlılık: ± 1bpm

Doğruluk: ± 1bpm

Kristal sayısı: 12

Toco

Çalışma Prensibi: Basınç transducer

TOCO Ölçüm Aralığı %0-100

Kayıt: 60 saatlik gerçek zamanlı dalga formu,geriye dönük izleme

Dahili 300 kayıt, opsiyonel 10.000 hasta kaydı

Yazıcı

112mm z formda termal yazıcı kağıdı

1cm/dk, 2cm/dk, 3cm/dk

Batarya

14.8V Şarj edilebilir Li-ion batarya

Çalışma Süresi: 4 saat

Güç Ünitesi: 100~250(V) AC, 50/60 (Hz)

Standart Konfigürasyon

• FHR • TOCO • FM • Dahili Yazıcı • Dahili Li-ion Batarya

Opsiyonel

• İkiz gebelik

SeaMed®



SEAMED STAR 5000E

Fetal Monitör



DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.
K.bakkalköy Mah. Yüksel Sk.
No:5 /8 Ataşehir / İstanbul
Tel : +90 216 577 52 22
Fax: +90 216 557 52 21
Email: info@denizlermedikal.com

CE 0434



SEAMED STAR 5000E
Fetal Monitör

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- › 5.7" (inch) yüksek çözünürlüklü TFT LCD ekran
- › Yüksek kapasiteli dahili Li-ion batarya ile 4 saat çalışabilme
- › 112mm yazıcı. Özel çıkarılabilir kağıt bölmesi ile kolay kağıt değiştirilebilme
- › Büyük ekran modu
- › Opsiyonel merkezi sisteme bağlantı
- › 3 kademeli sesli/görsel alarmlar
- › Opsiyonel ikiz gebelik özelliği

1

Katlanabilir Ekran ve
Kolay İzleyebilme



2

Harici USB Sayesinde
Dataları Yedekleyebilme
ve Kolaylıkla Yazılım
Güncelleme



3

Duvara Monte
Edilebilme



4

Taşıma Kolu Sayesinde
Kolay Taşıyabilme

