



DENİZLER MEDİKAL

Proje Katalođu

Project Catalogue

| www.denizlermedikal.com



DENİZLER MEDİKAL

**Anahtar Teslim
Ameliyathane Projeleri**
Turnkey Operating Room Projects



**Anahtar Teslim
Yetişkin Yoğun Bakım**
Turnkey Intensive Care Unit



**Anahtar Teslim
Yenidoğan Yoğun Bakım Projeleri**
Turnkey Neonatal Intensive Care Projects



Anahtar Teslim

Anahtar Teslim Hastane Proje
Turnkey Intensive Care Projects



Projeler

Turnkey

**Anahtar Teslim
Kadın Doğum Hastalıkları Ünitesi**
Turnkey Obstetrics and Gynecology Unit





İÇİNDEKİLER

INDEX

▶ AMELİYATHANE / OPERATION ROOM	04-09
▶ STERİLİZASYON / STERILIZATION	10-13
▶ OKSİJEN ÜRETİM / OXYGEN GENERATING	14-15
▶ MEDİKAL GAZ SİSTEMLERİ / MEDICAL GAS SYSTEMS	16-17
▶ PASLANMAZLAR / STAINLESS STEELS	18-19
▶ RADYOLOJİ / RADIOLOGY	20-23
▶ YOĞUN BAKIM / INTENSIVE CARE	24-31
▶ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM / NEONATAL INTENSIVE CARE	32-37
▶ KARDİYOLOJİ / CARDIOLOGY	38-41
▶ KADIN DOĞUM / OBSTETRIC	42-49
▶ ACİL SERVİS / EMERGENCY SERVICE	50-55
▶ GÖĞÜS HASTALIKLARI / PULMONARY	56-59
▶ DİŞ KLİNİĞİ / DENTAL CLINIC	60-61
▶ KBB / ENT	62-65
▶ HASTA SERVİSİ / PATIENT SERVICE	66-69
▶ TEŞHİS/TANI CİHAZLARI / DIAGNOSTIC DEVICES	70-77
▶ DİJİTAL AMELİYATHANE / DIGITAL OPERATING ROOM	78-79
▶ DİJİTAL YOĞUN BAKIM / DIGITAL INTENSIVE CARE	80-81

Anahtar Teslim Ameliyathane Projeleri

Turnkey Operating Room Projects



Turkey

Discover
the potential



DENİZLER
MEDİKAL

Luvis Ameliyat Lambası

Luvis Operating Light

Luvis M200

- › 120.000 Lux. Işık Şiddeti
- › 3 Kademe Ayarlanabilir Renk Sıcaklığı
- › Dokunmatik Kontrol Paneli
- › Opsiyonel HD Kamera Seçeneği

Luvis M200

- › 120.000 Lux. Light Intensity
- › 3 Level Adjustable Color Temperature
- › Touchscreen Control Panel
- › Optional HD Camera Option



Luvis L200

- › 160.000 Lux. Işık Şiddeti
- › 3 Kademe Ayarlanabilir Renk Sıcaklığı
- › Dokunmatik Kontrol Paneli
- › Opsiyonel HD Kamera Seçeneği

Luvis L200

- › 160.000 Lux. Light Intensity
- › 3 Level Adjustable Color Temperature
- › Touchscreen Control Panel
- › Optional HD Camera Option



SeaMed Ameliyat Masası

SeaMed Operating Table

Genel Cerrahi, Üroloji, Jinekoloji, Ortopedi, Göz, Beyin Cerrahisi, KBB, Kardiyoloji vb. Birçok Operasyon Kullanımına Uygun Olarak Tasarlanmıştır.


- › Tüm Cerrahi Operasyonlar İçin Pozisyonlandırılabilir
- › El Kumandası Yardımı ile Kolay Kullanım İmkânı
- › 300 Kilograma Kadar Hasta Taşıma Kapasitesi
- › Açısı Ayarlanabilir Ayak ve Baş Bölümü
- › Opsiyonel Eklenebilir Ortopedi Traksiyon Seti



General Surgery, Urology, Gynecology, Orthopedics, Ophthalmology, Neurosurgery, ENT, Cardiology etc. It is Designed For Many Operation Uses.

- › Can Be Positioned For All Surgical Operations
- › Easy to Use With the Help Of Hand Control
- › Patient Carrying Capacity Up to 300 Kilograms
- › Angle Adjustable Foot and Head Section
- › Optional Add-On Orthopedics Traction Set

SeaMed®



Turkey

Discover
the potential



DENİZLER
MEDİKAL

SeaMed Anestezi Cihazı

SeaMed Anesthesia Device

- › Yetişkin/Pediyatrik/Yenidoğan Hasta Gruplarında Kullanım İmkânı
- › TFT-LCD Parametre Takip Monitörü
- › Çift Vapörizatör Kullanımı
- › VCV, PCV, SIMV-PC, SIMV-VC, CPAP-PSV, AGCO ve Manual Ventilasyon Modları
- › Opsiyonel EtCO₂, BIS, AG, O₂ parametreleri
- › Possibility of Use in Adult / Pediatric / Neonatal Patient Groups
- › TFT-LCD Parameter Monitor
- › Use of Double Vaporizer
- › VCV, PCV, SIMV-PC, SIMV-VC, CPAP-PSV, AGCO and Manual Ventilation Modes
- › Optional EtCO₂, BIS, AG, O₂ parameters



SeaMed Anestezi ve İlaç Arabası

SeaMed Anesthesia and Medicine Cart

- › Farklı Ölçülerde İlaç Saklama Çekmeceleri
- › Antistatik Kilitlenebilir Tekerlekler
- › Sürgülü Gizlenebilir Yazı Tahtası
- › Merkezi Kilit Sistemi
- › Kapaklı Çöp Kovası
- › Drug Storage Drawers In Different Sizes
- › Antistatic Lockable Wheels
- › Sliding Foldable Writing Board
- › Central Lock System
- › Dustbin With Lid



Discover
the potential

SeaMed®

SeaMed FT-2800 Kan ve Serum Isıtıcı

SeaMed®

SeaMed FT-2800 Blood and Infusion Warmer

- › Yüksek Performans Çiftli Kuru Isıtma Sistemi
- › Mikro İşlemci Kontrollü
- › Medikal Sıvılar için Standart Setler ile Uyumlu
- › Isıtıcı Profil Tutuculu
- › Sıcaklık Kontrolörü Sayesinde Yüksek Doğruluklu Çalışma
- › High Performance Double Dry Heating System
- › Micro Processor Controlled
- › Compatible With Standard Sets for Medical Fluids
- › With Heater Profile Holder
- › High Accuracy Operation to the Temperature Controller



SeaMed S8 Defibrilatör Cihazı

SeaMed®

SeaMed S8 Defibrillator Device

- › 8.4" TFT LCD Renkli Ekran
- › Pediatrik ve Yetişkin Hastalarda Kullanım İmkânı
- › 1-360 Joule Arası Enerji Seçimi
- › Bataryası ile 6 Saate Kadar Kullanılabilir
- › Opsiyonel SpO₂ / EtCO₂ / NIBP Özellikli
- › 8.4" TFT LCD Color Screen
- › Possibility of Use In Pediatric and Adult Patients
- › Energy Selection Between 1-360 Joules
- › Use up to 6 Hours With Its Battery
- › Optional SpO₂ / EtCO₂ / NIBP Features



Zerone Zeus-400 Elektrokoter Cihazı

ZERONE

Zerone Zeus-400 Electrocautery Device

- › Mikro İşlemci Kontrollü Güvenilir Çalışma
- › Kesme, Koagülasyon ve Bipolar Kullanım Modları
- › Spray ve Kontakt Koagülasyon
- › Koter Kalem veya Ayak Pedalı ile Rahat Çalışma İmkânı
- › 400 Watt Çıkış Gücü
- › Opsiyonel Argon Plasma Koagülasyon Uyumluluğu
- › Micro Processor Controlled Reliable Operation
- › Cutting, Coagulation and Bipolar Usage Modes
- › Spray and Contact Coagulation
- › Comfortable Working With Cautery Pen or Foot Pedal
- › 400 Watt Output Power
- › Optional Argon Plasma Coagulation Compatibility





DENİZLER
MEDİKAL

Cheiron Versa Cerrahi Aspiratör Cihazı

Cheiron Versa Surgical Aspirator Device



- › Tüm Cerrahi İşlemlerde Sessiz ve Titreşimsiz Çalışma İmkânı
- › Ayak Pedalı ile Kolay Kullanabilme
- › 39,4 dB Ses Seviyesi
- › Mikro biyolojik Bakteri Filtresi
- › Aşırı Akış Koruma Sistemi
- › Sürekli Çalışmaya Uygun Tasarım
- › Isınmaya Karşı Ekstra Fan İle Soğutma
- › Silent and Non-Vibration Working Opportunity in All Surgical Operations
- › Easy to Use with Foot Pedal
- › 39.4 dB Sound Level
- › Micro Biological Bacteria Filter
- › Overflow Protection System
- › Design Suitable for Continuous Working
- › Cooling with Extra Fan Against Heating



Cheiron Liposuction Aspiratör Cihazı

Cheiron Liposuction Aspirator Device



- › Liposuction İşlemlerde Sessiz ve Titreşimsiz Çalışma İmkânı
- › -1 Bar'a Kadar Vakum Gücü
- › Ayak Pedalı ile Kolay Kullanabilme
- › 39,4 dB Ses Seviyesi
- › Mikro biyolojik Bakteri Filtresi
- › Aşırı Akış Koruma Sistemi
- › Sürekli Çalışmaya Uygun Tasarım
- › Isınmaya Karşı Ekstra Fan İle Soğutma
- › Quiet and Vibration-Free Working Opportunity in Liposuction Operations
- › Vacuum Power up to -1 Bar
- › Easy to Use with Foot Pedal
- › 39.4 dB Sound Level
- › Micro Biological Bacteria Filter
- › Overflow Protection System
- › Design Suitable for Continuous Working
- › Cooling With Extra Fan Against Heating



SeaMed İnfiltrasyon Pompası SeaMed®

SeaMed Infiltration Pump

- › Liposuction Sıvı Verme İşlemlerinde Kullanılabilir
- › Hız Aralığı 0.5 – 600 rpm.
- › Minimum Güç Tüketimi
- › Hafif Kompakt Tasarım
- › It Can Be Used In Liposuction Fluid Giving Processes
- › Speed Range 0.5 - 600 rpm.
- › Minimum Power Consumption
- › Lightweight Compact Design



Anahtar Teslim Sterilizasyon Sistemleri

Turnkey Sterilization Systems



Turkey

Discover
the potential



DENİZLER
MEDİKAL

Hidrojen Peroksit (H₂O₂) Sterilizasyon Cihazı

Hydrogen Peroxide (H₂O₂) Sterilization Device

- › Dokunmatik Kontrol Paneli
- › Dahili Termal Yazıcı
- › Üretim Standartları : ISO 9001, ISO 13485 ve ISO 14001
- › Sterilizasyon Süresi : 30 Dakika
- › Touchscreen Control Panel
- › Internal Thermal Printer
- › Production Standards: ISO 9001, ISO 13485 and ISO 14001
- › Sterilization Time: 30 Minutes

Turkey

Discover
the potential



Otoklav Cihazı

Autoclave Device

- › Paketli ve Paketsiz Dental, Ameliyathane Malzemelerinin, Plastik ve Cam Malzeme Sterilizasyonu İçin Kompakt Dizayn
 - › Mikro İşlemcili Kontrol Sistemi
 - › Dokunmatik Renkli Kontrol Paneli
 - › 7 Adet Hazır, 1 Adet Sıvı, 1 Adet Kurutma ve 50 Adet Özel Program Hafızası
 - › Test Programları: Bowie & Dick ve Vakum Testi
-
- › Compact Design For Sterilization of Packed and Unpackaged Dental, Operating Room Materials, Plastic and Glass Materials
 - › Microprocessor Control System
 - › Touchscreen Color Control Panel
 - › 7 pcs. Ready-Made, 1 pc. Liquid, 1 pc. Drying and 50 pcs. Program Memories
 - › Test Programs: Bowie & Dick and Vacuum Test



Discover
the potential





DENİZLER
MEDİKAL

Kesme - Kapama Cihazı

Cutting - Sealing Machine

- › Kapama, Yazma ve Etiketleme Aynı Anda İşlem Yapabilme
- › Renkli Dokunmatik Kontrol Paneli
- › Saatte 5000 Paket Üretim Hızı
- › Uyku Modu ile Enerji Tasarrufu
- › Kullanıcı Emniyeti Acil Stop Butonu
- › Opsiyonel Karekod Okuyucu
- › Closing, Writing and Labeling to Operate at the Same Time
- › Color Touchscreen Control Panel
- › 5000 Package Production Speed Per Hour
- › Energy Saving With Sleep Mode
- › User Safety Emergency Stop Button
- › Optional Datamatrix Reader



Yıkama Dezenfeksiyon ve Kurutma Cihazı

Washing Disinfection and Drying Device

- › Dokunmatik Renkli Kontrol Paneli
- › Program Sayısı: 50 Adet
- › Kabin Hacmi: 250 Litre
- › 600 lt/dk. Devir Daim Pompası
- › Opsiyonel Yazıcı, Su Yumuşatma Sistemi
- › Touchscreen Color Control Panel
- › Number of Programmes: 50 pcs.
- › Cabin Volume: 250 lt.
- › 600 lt / min. Recirculation Pump
- › Optional Printer, Water Softening System




Discover
the potential

www.denizlermedikal.com

Anahtar Teslim Medikal Oksijen Üretim Sistemleri

Turnkey Medical Oxygen Generating Systems



Turkey

Discover
the potential

Medikal Oksijen Üretim Sistemleri

Medical Oxygen Generating Systems

- › Kalite Standartları: ISO 10083
 - › Manual, Otomatik ve Servis Modu
 - › Çalışma Tekniği: Değişken Basınç Altında Filtreleme (PSA)
 - › Tüm Hastane Koşullarına Uygun Kurulum Ve Montaj İmkânı
 - › Standart %95 Safılıkta Çıkış Özelliği
-
- › Quality Standards: ISO 10083
 - › Manual, Automatic and Service Mode
 - › Working Technique: Filtering Under Variable Pressure (PSA)
 - › Installation and Assembly Opportunity Suitable for All Hospital Conditions
 - › Standard 95% Purity Output Feature



Türkiye

Discover
the potential



Anahtar Teslim Medikal Gaz Sistemleri

Turnkey Medical Gas Systems



Turkey

Discover
the potential



DENİZLER
MEDİKAL

Yatak Başı Medikal Gaz Üniteleri

Bedside Medical Gas Units

- › Oksijen, Hava ve Vakum Prizleri
- › Telefon, İnternet ve Hasta Çağrı Sistem Çıkışları
- › Ray Taşıma Sistemi : Max. 100 Kg.
- › Elektrik ve UPS Prizleri



- › Oxygen, Air and Vacuum Outlets
- › Phone, Internet and Patient Call System Outputs
- › Rail Transport System: Max. 100 kg.
- › Electricity and UPS Sockets

Turkey

Discover
the potential



Anahtar Teslim Paslanmaz Çelik Hastane Ekipmanları

Turnkey Stainless Steel Hospital Equipment



Turkey

Discover
the potential



› Ameliyathane Dolabı
› Operating Theatre Cabinet



› Bone ve Maske Dolabı
› Bonnet and Mask Cupboard



› Alet Masası
› Instrument Table



› Çalışma Masası
› Working Table



› El Yıkama Eyesi
› Washing Sink



› Malzeme Dolabı
› Instrument Cabinet



› Mayo Masası
› Mayo Table



› Tibbi Atık Arabası
› Medical Waste Trolley

Anahtar Teslim Radyoloji Sistemleri

Turnkey Radiology Systems



Turkey

Discover
the potential



DENİZLER
MEDİKAL

Dijital Röntgen Cihazı

Digital X-Ray Device

- › Sessiz Hareket Etme ve Kolay Kullanım
- › Kolay Kurulum
- › DICOM Uyumlu ve PACS'a Kolaylıkla Bağlanabilme
- › X-Ray Jeneratörünün Tam Kontrolü
- › En Fazla 2 Saniyede %100 Dijital Görüntülere Erişebilme
- › Quiet Movement and Easy Operation
- › Easy Setup
- › Easy to Connect to PACS and DICOM Compatible
- › Full Control of X-Ray Generator
- › Access to 100% Digital Images in Maximum 2 Seconds



Turkey

Discover
the potential

C Kollu Skopi

C-Arm Scopy

- Hasta Erişilebilirliğine göre Hızlı ve Kolay Konumlandırma
- Tam Otomatik Kontrol ile Yüksek Güvenilirlik
- Esnek C-Kol Hareketleri
- DVD/CD/USB Yazıcı, Basılı Kopya veya Yazıcı
- Opsiyonel DICOM
- Rapid & Easy Positioning With Patient Accessibility
- High Reliability with Full Automatic Control
- Flexible C-Arm Movements
- DVD/CD/USB Writer, Hard Copy Film or Printer
- Optional DICOM Internal Interface



Turkey

Discover
the potential



DENİZLER
MEDİKAL

Otomatik Enjektör Pompası

Automatic Injector Pump

- › Kablosuz Bağlantısı ile Kolay Kullanım
- › Dokunmatik LCD Kontrol Ekranı
- › Başlatma ve Durdurma için El Kumandası
- › Otomatik veya Manual Şırınga Doldurma Fonksiyonları
- › Easy to Use With Wireless Connection
- › Touchscreen LCD Control Screen
- › Hand Control for Start and Stop
- › Automatic or Manual Syringe Fill Functions



Seyyar Röntgen Cihazı

Portable X-Ray Device

- › HF Yüksek Frekanslı ve Yüksek Isı Kapasitesi
- › Hastane, Mobilize Kliniklerde Yatan Hastalar İçin Kolay Kullanım Olanağı
- › Kolay Sürüş Ve Etkif Kullanım
- › Manuel / Otomatik Kontrol
- › Opsiyonel DICOM
- › HF High Frequency and High Heat Capacity
- › Easy-to-Use Opportunity for Hospitalized Patients in Mobilized Clinics
- › Easy Driving and Effective Use
- › Manual / Automatic Control
- › Optional DICOM



Turkey

Discover
the potential

Anahtar Teslim Yoğun Bakım Projeleri

Turnkey Intensive Care Projects



Turkey

Discover
the potential



DENİZLER
MEDİKAL

Neumovent Yoğun Bakım Ventilatör Cihazı

Neumovent Intensive Care Ventilator Device

- › Renkli Dokunmatik TFT LCD Ekran
- › Yetişkin, Pediatrik ve Yenidoğan Kullanım Modları
- › Tidal Hacim: 5-2500 ml
- › Düşük Maliyetli Bakım İmkânı
- › Kullanım Modları: VCV/PCV/PSV/CPAP/ SIMV(PCV)+PSV/ SIMV(VCV)+PSV/ MMV+PSV/PSV+VT ASSURED/APRV/NIV/ TCPL/SIMV(TCPL)+PSV/CPAP + Sürekli akış
- › Color Touchscreen TFT LCD Screen
- › Adult, Pediatric and Neonatal Using Modes
- › Tidal Volume: 5-2500 ml
- › Low Cost Maintenance Opportunity
- › Usage Modes: VCV / PCV / PSV / CPAP / SIMV (PCV) + PSV / SIMV (VCV) + PSV / MMV + PSV / PSV + VT ASSURED / APRV / NIV / TCPL / SIMV (TCPL) + PSV / CPAP + Steady flow



neumovent neo



tecme
committed to life

MdkMed IZ-15 Hastabaşı Monitörü

MdkMed IZ-15 Patient Monitor

- EKG, NIBP, RESP, PR, SpO₂, TEMP ve 2xIBP Parametreleri
- 15" Dokunmatik Renkli TFT LCD Ekran
- 3 Seviyeli Sesli ve Görsel Alarm
- Opsiyonel Merkezi Monitör Sistem Bağlantısı
- Opsiyonel EtCO₂ (Kapnograf) Parametresi

- ECG, NIBP, RESP, PR, SpO₂, TEMP and 2xIBP Parameters
- 15" Touchscreen Color TFT LCD Display
- 3 Level Audible and Visual Alarm
- Optional Central Monitor System Connection
- Optional EtCO₂ (Capnograph) Parameter

MDK Med



SeaMed XM-550 Hastabaşı Monitörü

SeaMed XM-550 Patient Monitor

- EKG, NIBP, RESP, PR, SpO₂, TEMP ve 2xIBP Parametreleri
- 10.4" veya 12.1" Renkli TFT LCD Ekran
- 3 Seviyeli Sesli ve Görsel Alarm
- Dahili 6 Saate Kadar Batarya
- Opsiyonel Merkezi Monitör Sistem Bağlantısı
- Opsiyonel EtCO₂ (Kapnograf) Parametresi

- ECG, NIBP, RESP, PR, SpO₂, TEMP and 2xIBP Parameters
- 10.4" or 12.1" Color TFT LCD Display
- 3 Level Audible and Visual Alarm
- Up to 6 Hours Built-in Battery
- Optional Central Monitor System Connection
- Optional EtCO₂ (Capnograph) Parameter



SeaMed®

MdkMed MI-27 İnfüzyon Pompası

MdkMed MI-27 Infusion Pump

- › Set Bağımsız Peristaltik Pompa
- › Tüm İnfüzyon Setleri ile Çalışabilme
- › Türkçe Kullanım Menüsü
- › Mikroişlemci Kontrollü Güvenilir ve Hassas Çalışma
- › KVO, Bolus ve Purge Fonksiyonları
- › Sesli ve Görsel Alarmlar
- › Opsiyonel Wi-Fi desteği ile HBYS'ye Bağlanabilme
- › Set Free Peristaltic Pump
- › Ability to Work with All Infusion Sets
- › Turkish User Menu
- › Microprocessor Controlled Reliable and Precise Operation
- › KVO, Bolus and Purge Functions
- › Audible and Visual Alarms
- › Connecting to HBYS With Optional Wi-Fi Support



MdkMed MS-37 Enjektör Pompası

MdkMed MS-37 Syringe Pump

- › Set Bağımsız
- › Tüm Enjektörler ile Çalışabilme
- › Türkçe Kullanım Menüsü
- › Otomatik Enjektör Tanıma
- › Mikroişlemci Kontrollü Güvenilir ve Hassas Çalışma
- › KVO, Bolus Ve Purge Fonksiyonları
- › Sesli Ve Görsel Alarmlar
- › Opsiyonel Wi-Fi Desteği ile HBYS'ye Bağlanabilme
- › Set Free
- › Ability to Work with All Syringe
- › Turkish User Menu
- › Automatic Syringe Recognition
- › Microprocessor Controlled Reliable and Precise Operation
- › KVO, Bolus and Purge Functions
- › Audible and Visual Alarms
- › Connecting to HBYS with optional Wi-Fi Support



Ampall PCA Ağrı Pompası

Ampall PCA Pain Pump

- › Mikroişlemci Kontrollü Güvenilir ve Hassas Çalışma
- › Türkçe Kullanım Menüsü
- › İlaç İsmi ve İnfüzyon Bilgisi Kaydedebilme
- › Her Açılışta Kendini Test Etme
- › KVO, Bolus ve Purge Fonksiyonları
- › Sesli ve Görsel Alarmlar
- › Batarya ile Kullanım İmkânı
- › Microprocessor Controlled Reliable and Precise Operation
- › Turkish User Menu
- › Saving Drug Name and Infusion Information
- › Self Test At Each Power On
- › KVO, Bolus and Purge Functions
- › Audible and Visual Alarms
- › Possibility of Use with Battery



AMP^{all}

SeaMed BN-702

Yıkamalı Beslenme Pompası

SeaMed BN-702 Feeding Pump With Automatic Flushing

- › Renkli TFT LCD Ekran
- › Set Bağımsız Kolay Kullanım
- › Bolus ve Purge Fonksiyonları
- › Şeffaf İzlenebilir Pompa Kapağı
- › Dahili Batarya ile 8 Saate Kadar Kullanım
- › Color TFT LCD Screen
- › Set Free Easy to Use
- › Bolus and Purge Functions
- › Transparent Viewable Pump Cover
- › Up to 8 Hours of Use with the Internal Battery



SeaMed[®]



DENİZLER
MEDİKAL

SeaMed Kapnometre Cihazı

SeaMed Capnometer Device

- › Yenidoğan, Çocuk ve Yetişkin Hastalarda Kullanabilme
- › EtCO₂ / CO₂, Solunum Parametrelerini İzleyebilme
- › EtCO₂ Parametrelerini Grafiksel Olarak İzleyebilme
- › Sesli ve Görsel Alarmlar
- › Opsiyonel USB Portu İle Bilgisayara Data Aktarımı
- › Use in Neonatal, Child and Adult Patients
- › EtCO₂ / CO₂, Ability to Monitor Respiratory Parameters
- › Graphically Monitoring EtCO₂ Parameters
- › Audible and Visual Alarms
- › Data Transfer to Computer with Optional USB Port



SeaMed PC-900B Kapnograf & SpO2 Cihazı

SeaMed PC-900B Capnograph & SpO2 Device

- › Renkli TFT LCD Ekran
- › Yenidoğan, Çocuk ve Yetişkin Hastalarda Kullanabilme
- › EtCO₂ , Solunum ve SpO₂ Parametrelerini İzleyebilme
- › EtCO₂ Grafiksel Olarak İzleyebilme
- › 10 Saat Kadar Batarya Süresi
- › Sesli ve Görsel Alarmlar
- › Color TFT LCD Screen
- › Use in Neonatal, Child and Adult Patients
- › Monitoring EtCO₂ , Respiratory and SpO₂ parameters
- › Graphically Monitoring EtCO₂
- › Up to 10 Hours of Battery Time
- › Audible and Visual Alarms



SeaMed®

Insighters iS-3L Video Laringoskop

Insighters iS-3L Video Laryngoscope

- › 3.5" Dokunmatik LCD Ekran
- › HD Görüntü Kalitesi
- › Tüm Hastalar ile Uyumlu : Yetişkin, Pediatrik, Yenidoğan
- › Fotoğraf ve Video Kaydı
- › Anti-fog Özelliği
- › 3.5" Touchscreen LCD Display
- › HD Image Quality
- › Compatible With All Patients: Adult, Pediatric, Neonatal
- › Photo and Video Recording
- › Anti-fog Feature

insighters



SeaMed Yoğun Bakım İlaç Arabası

SeaMed Intensive Care Medicine Cart

- › Farklı Ölçülerde İlaç Saklama Çekmeceleri
- › Antistatik Kilitlenebilir Tekerlekler
- › Sürgülü Gizlenebilir Yazı Tahtası
- › Merkezi Kilit Sistemi
- › Kapaklı Çöp Kutusu
- › Drug Storage Drawers in Different Sizes
- › Antistatic Lockable Wheels
- › Sliding Foldable Writing Board
- › Central Lock System
- › Dustbin With Lid

SeaMed®



SeaMed S8 Defibrilatör Cihazı

SeaMed S8 Defibrillator Device

- › 8.4" TFT-LCD Renkli Ekran
- › Pediatrik ve Yetişkin Hastalarda Kullanım İmkânı
- › 1-360 Joule Arası Enerji Seçimi
- › Bataryası ile 6 Saate Kadar Kullanılabilme
- › Opsiyonel SpO₂ / EtCO₂ / NIBP Özellikli
- › 8.4 " TFT-LCD Color Screen
- › Possibility of Use in Pediatric and Adult Patients
- › Energy Selection Between 1-360 Joules
- › Use up to 6 Hours With its Battery
- › Optional SpO₂ / EtCO₂ / NIBP Features

SeaMed®





DENİZLER
MEDİKAL

Ördek Sürgü Yıkama Sistemleri

Bed Pan Washing and Disinfection Device

- › Modern Teknolojik, Hastalar İçin Ultra Hijyen Güvenliği
- › Buhar Sızdırmazlığı ile İş Güvenliği,
- › Çok Fonksiyonlu Tutucu Konsepti
- › Filtrelenmiş Hava ile Kurutma-Soğutma İşlemi
- › Dahili Sıcaklık Kontrol Sensörleri
- › Modern Technology, Ultra Hygienic Safety For Patients
- › Work Safety With Steam Tightness,
- › Multifunctional Gripper Concept
- › Drying-Cooling Process With Filtered Air
- › Internal Temperature Control Sensors



SeaMed Yoğun Bakım Hasta Yatağı **SeaMed®**

SeaMed Intensive Care Patient Bed

- › Kolay Temizlenebilir Hijyenik Yapı
- › UV ve Güneş Işınlarna Dayanıklı Koruma Tabakasına Sahip Özel Plastik Malzeme
- › El Kumandası ile Kolay Kontrol İmkanı
- › Elektrik Kesintisine Karşı Batarya Destek Ünitesi
- › Easy to Clean Hygienic Structure
- › Special Plastic Material With UV and Sunlight Resistant Protection Layer
- › Easy Control With Hand Control
- › Battery Support Unit Against Power Cut



SeaMed Yoğun Bakım Havalı Yatak **SeaMed®**

SeaMed Intensive Care Air Mattress

- › 200 kg Kadar Hasta Taşıma Kapasitesi
- › 90°C de Yıkanebilir Kılıf
- › Alternatif ve Statik Modda Çalışabilme
- › CPR Fonksiyonu
- › Patient Carrying Capacity up to 200 kg
- › Cover Washable at 90°C
- › Working in Alternative and Static Modes
- › CPR Function



Anahtar Teslim Yenidoğan Yoğun Bakım Projeleri

Turnkey Neonatal Intensive Care Projects



Turkey

Discover
the potential



DENİZLER
MEDİKAL

Neumovent Yenidoğan Yoğun Bakım Ventilatör Cihazı

Neumovent Neonatal Intensive Care Ventilator Device

- › Renkli Dokunmatik TFT LCD Ekran
- › 2 ml Tidal Hacim Başlangıcı
- › Düşük Maliyetli Bakım İmkânı
- › Kullanım Modları: VCV/PCV/PSV/CPAP/ SIMV(PCV)+PSV/
SIMV(VCV)+PSV/ MMV+PSV/PSV+VT ASSURED/APRV/NIV/TCPL/
SIMV(TCPL)+PSV/CPAP + Sürekli Akış
- › Color Touchscreen TFT LCD Screen
- › 2ml Tidal Volume Start
- › Low Cost Maintenance Opportunity
- › Usage Modes: VCV / PCV / PSV / CPAP / SIMV (PCV) + PSV /
SIMV (VCV) + PSV / MMV + PSV / PSV + VT ASSURED / APRV /
NIV / TCPL / SIMV (TCPL) + PSV / CPAP + Steady Flow



neumovent neo



tecme
committed to life

SeaMed Yenidoğan Yoğun Bakım Kuvözü **SeaMed®**

SeaMed Neonatal Intensive Care Incubator

- › Mikroişlemci Servo Kontrollü, Hassas ve Güvenilir Sıcaklık Kontrolü
- › Sıcaklık Kontrolü: Hava ve Cilt Kullanım Modları
- › Dijital Ekranda Hassas Nem Kontrolü
- › Dahili LED Fototerapi Ünitesi
- › Dahili Bebek Terazi Ünitesi
- › Microprocessor Servo Controlled, Precise and Reliable
Temperature Control
- › Temperature Control: Air and Skin Usage Modes
- › Precise Humidity Control On Digital Display
- › Built-in LED Phototherapy Unit
- › Built-in Baby Scale Unit



SeaMed LED Fototerapi Cihazı

SeaMed LED Phototherapy Device

- › Tüm Kuvözler ile Uyumlu Tasarım
- › Yüksek Yoğunluklu LED Fototerapisi
- › Ayarlanabilir Işıma Seviyesi
- › Ayarlanabilir Zaman Modu
- › Design Compatible With All Incubators
- › High Intensity LED Phototherapy
- › Adjustable Radiance Level
- › Adjustable Time Mode



SeaMed Tünel Tipi Fototerapi Cihazı

SeaMed Tunnel Type Phototherapy Device

- › Dokunmatik LCD Kontrol Paneli
- › Kabin İçi Sıcaklık Kontrolü
- › Farklı Kademelerde Ayarlanabilir Işıma Yoğunluğu
- › Ayarlanabilir Zaman Modu
- › Touchscreen LCD Control Panel
- › In-cabin Temperature Control
- › Adjustable Luminous Intensity at Different Levels
- › Adjustable Time Mode



SeaMed®



DENİZLER
MEDİKAL

SeaMed Radyant Isıtıcı

SeaMed Radiant Warmer

- › LCD Kontrol Paneli
- › Düşük-Yüksek Sıcaklık Kontrolü
- › Görsel ve İşitsel Alarm Fonksiyonu
- › X-Ray Kaset Takma Yeri
- › LCD Control Panel
- › Low-High Temperature Control
- › Visual and Auditory Alarm Function
- › X-Ray Cassette Chamber



SeaMed T Parça Canlandırıcı

SeaMed T Piece Resuscitator

- › Kolay ve Pratik Kullanım
- › Taşınabilir Hafif Kompakt Tasarım
- › %21 - %100 Arası Ayarlanabilir Oksijen Seviyesi
- › -10 ile 80cm H₂O İzlenebilir Manometre
- › Easy and Practical Use
- › Portable Lightweight Compact Design
- › Oxygen Level Adjustable From 21% to 100%
- › -10 to 80cm H₂O Traceable Manometer



SeaMed®

Kejian KJ-8000 Bilirubinmetre Cihazı

Kejian KJ-8000 Bilirubinmeter Device



- › Yeni Nesil Fiber, Fotoelektrik ve Bilgi İşleme Teknolojisi
- › Bebeği Rahatsız Etmeden Hızlı Sonuç Alma
- › Kolay Okunabilir LCD Ekran
- › Hızlı Şarj ile 3 Saatte Tam Batarya Dolumu
- › Otomatik Kalibrasyon Özelliği
- › New Generation Fiber, Photoelectric and Information Processing Technology
- › Quick Result Without Disturbing the Baby
- › Easy to Read LCD Display
- › Full Battery Charge in 3 Hours With Quick Charge
- › Auto Calibration Feature

MdkMed MI-27 İnfüzyon Pompası

MdkMed MI-27 Infusion Pump

- › Set Bağımsız Peristaltik Pompa
- › Tüm İnfüzyon Setleri ile Çalışabilme
- › Türkçe Kullanım Menüsü
- › Mikroişlemci Kontrollü Güvenilir ve Hassas Çalışma
- › KVO, Bolus ve Purge Fonksiyonları
- › Sesli ve Görsel Alarmlar
- › Opsiyonel Wi-Fi desteği ile HBYS'ye Bağlanabilme
- › Set Free Peristaltic Pump
- › Ability to Work with All Infusion Sets
- › Turkish User Menu
- › Microprocessor Controlled Reliable and Precise Operation
- › KVO, Bolus and Purge Functions
- › Audible and Visual Alarms
- › Connecting to HBYS with optional Wi-Fi support



MdkMed MS-37 Enjektör Pompası

MdkMed MS-37 Syringe Pump

MDK Med

- › Set Bağımsız Yapı
- › Tüm Enjektörler ile Çalışabilme
- › Türkçe Kullanım Menüsü
- › Otomatik Enjektör Tanıma
- › Mikroişlemci Kontrollü Güvenilir Ve Hassas Çalışma
- › KVO, Bolus Ve Purge Fonksiyonları
- › Sesli Ve Görsel Alarmlar
- › Opsiyonel Wi-Fi Desteği ile HBYS'ye Bağlanabilme
- › Set Free Structure
- › Ability to Work with All Syringe
- › Turkish User Menu
- › Automatic Syringe Recognition
- › Microprocessor Controlled Reliable and Precise Operation
- › KVO, Bolus and Purge Functions
- › Audible and Visual Alarms
- › Connecting to HBYS with optional Wi-Fi Support



Anahtar Teslim Kardiyoloji Polikliniđi

Turnkey Cardiology Polyclinic



Turkey

Discover
the potential



DENİZLER
MEDİKAL

Eforlu EKG Test Cihazı

Stress ECG Test Device

- › 12 Kanal Eşzamanlı Tam Kayıt EKG Ritmi
- › Kan Basıncı Ölçümü: Otomatik ve Manual
- › Parazit Önleyici Filtre Seçenekleri
- › Elektrot Temassızlık Tespiti
- › Gelişmiş Analiz Teknolojisi
- › 12 Channel Simultaneous Full Recording ECG Rhythm
- › Blood Pressure Measurement: Automatic and Manual
- › Anti-Interference Filter Options
- › Electrode Non-Contact Detection
- › Advanced Analysis Technology



SeaMed H12 EKG Cihazı

SeaMed H12 ECG Device

- › 10" Dokunmatik LCD Ekran
- › Otomatik Aritmi Tespiti ve Raporu
- › DICOM, BMP, JPG, PDF, SCP-ECG, FDA-XML Formatlarında Raporlama
- › Hastane Bilgi Yönetim Sistemine Bağlanabilme
- › 10" Touchscreen LCD Screen
- › Automatic Arrhythmia Detection And Report
- › Reporting In DICOM, BMP, JPG, PDF, SCP-ECG, FDA-XML Formats
- › Connecting to the Hospital Information Management System



SeaMed®

Edan IT20 Telemetri Cihazı

Edan IT20 Telemetry Device

- › Kolay Okunabilen OLED Ekran
- › EKG, Solunum, SpO₂, PR Parametrelerini İzleyebilme
- › 64 Adet Cihaz Aynı Anda Sisteme Bağlanabilme
- › Hemşire Çağrı ve Hasta Çağrı Fonksiyonları
- › Wifi ile Merkezi Sisteme Bağlanabilme
- › Easy to Read OLED Display
- › Monitoring ECG, Respiration, SpO₂, PR Parameters
- › 64 pcs. Devices can be Connected to the System at the Same Time
- › Nurse Call and Patient Call Functions
- › Connecting to the Central System With Wifi



SeaMed Wi-Fi Mobil Ultrason Cihazı

SeaMed Wi-Fi Mobile Ultrasound Device

- › Telefon/Tablet ile Kullanım İmkânı
- › Hafif ve Kompakt Tasarımı
- › Renkli Doppler Özellikli
- › B, B/M, PW ve PDI Görüntüleme
- › 128 Adet Seramik Piezzo Elektrik Elementli
- › Possibility of Use With Phone/Tablet Computer
- › Lightweight and Compact Design
- › Color Doppler Specific
- › B, B/M, PW and PDI View
- › 128 pcs. Ceramic Piezzo With Electrical Elements





DENİZLER
MEDİKAL

SeaMed BS6930 Ritim Holter

SeaMed BS6930 Rhythm Holter

- › 7 Güne Kadar Kaydetme Kapasitesi
- › Konforlu ve Hafif Tasarım
- › 3/12 Kanallı Çalıştırmaya Uygun
- › SD Kart Destekli
- › Kalp Pili Örneklemesi
- › Up to 7 Days of Recording Capacity
- › Comfortable and Lightweight Design
- › Suitable For 3/12 Channel Operation
- › SD Card Supported
- › Pacemaker Sampling



SeaMed Echo Tansiyon Holter

SeaMed Echo Blood Pressure Holter

- › Kompakt ve Hafif Tasarım
- › Tüm Hastalarda Kullanıma Uygun
- › Düşük Güç Tüketimi Sayesinde Uzun Batarya Ömrü
- › Taşıma Çantası ve Kullanıma Uygun Manşonlar
- › Yazılımı Sayesinde Kolay Analiz
- › Compact and Lightweight Design
- › Suitable For Use In All Patients
- › Long Battery Usage Due to Low Power Consumption
- › Carrying Bag and Sleeves Suitable for Use
- › Easy Analysis to Its Software



SeaMed®

Anahtar Teslim Kadın Doğum Hastalıkları Ünitesi

Turnkey Obstetrics and Gynecology Unit



Turkey

Discover
the potential



DENİZLER
MEDİKAL

SeaMed Star5000 NST Cihazı

SeaMed Star5000 Fetal Monitor

- › 12.1" Renkli Dokunmatik Katlanabilir LCD Ekran
- › TOCO, FHR1, FHR2 FM, Dahili Termal Yazıcı Konfigürasyonları
- › USB Belleğe Veri Aktarabilme Özelliği
- › Su Geçirmez FHR ve TOCO Probları
- › Merkezi Fetal Monitör Sistemine Bağlanabilme
- › 12.1" Color Touchscreen Foldable LCD Display
- › TOCO, FHR1, FHR2 FM, Internal Thermal Printer Configurations
- › Data Transfer Feature to USB Memory
- › Waterproof FHR and TOCO Probes
- › Connecting to Central Fetal Monitoring System




SeaMed®

SeaMed Star5000C Maternal NST Cihazı

SeaMed Star5000 Maternal Fetal Monitor

- › 12.1" Renkli Dokunmatik Katlanabilir LCD Ekran
- › EKG, SPO2, PR, NIBP, ISI ve Solunum Parametrelerini İzleyebilme
- › TOCO, FHR1, FHR2 FM, Dahili Termal Yazıcı Konfigürasyonları
- › USB Belleğe Veri Aktarabilme Özelliği
- › Su Geçirmez FHR ve TOCO Probları
- › Merkezi Fetal Monitör Sistemine Bağlanabilme
- › 12.1" Color Touchscreen Foldable LCD Display
- › Monitoring EKG, SPO2, PR, NIBP, ISI and Respiration Parameters
- › TOCO, FHR1, FHR2 FM, Internal Thermal Printer Configurations
- › Ability to Transfer Data to USB Memory
- › Waterproof FHR and TOCO Probes
- › Connection to the Central Fetal Monitor System



SeaMed®

SeaMed T12 Kablosuz NST Cihazı

Seamed T12 Wireless Fetal Monitor

- › 12.1" Renkli LCD Katlanabilir Ekran
- › TOCO, FHR1, FM, Dahili Termal Yazıcı Konfigürasyonları
- › Kablosuz FHR, TOCO Probları
- › Su Geçirmez FHR ve TOCO Probları
- › 12.1" Color LCD Foldable Screen
- › TOCO, FHR1, FM, Internal Thermal Printer Configurations
- › Wireless FHR, TOCO Probes
- › Waterproof FHR and TOCO Probes



SeaMed®

Optomic OP-C5 Binoküler Kolposkopi Cihazı

Optomic OP-C5 Binocular Colposcopy Device

- › Eğik Dürbünlü Stereoskopik Kafa ve Düz Dürbünle Kullanım İmkânı
- › Halojen, Xenon veya LED Işık Kaynağı
- › Fiberoptik Kablo Sayesinde Yüksek Aydınlatma Yoğunluğu
- › Her İki Gözdede Kauçuk Göz Koruması
- › Büyütme Aralığı: 2.5x-27x
- › Possibility to Use With Tilted Stereoscopic Head and Straight Binoculars
- › Halogen, Xenon or LED Light Source
- › High Lighting Intensity to Fiber optic Cable
- › Rubber Eye Protection on Both Eyes
- › Magnification Range: 2.5x-27x



SeaMed KN-2200I (HD) Kolposkopi Cihazı

SeaMed KN-2200I (HD) Colposcopy Device

- › 175 Çeşit Vakaya Uygun Konfigüre Edilmiş Ara Yüz ve Yazılım
- › Video Kaydı, Görüntü Dondurma, Düzenleme, Kesit Alma, Rapor Çıktısı Alma ve Saklama
- › Görüntüyü Büyütme, Küçültme, İşaretleme, Bölgesel Büyütme
- › Rapor Düzenleme, Yazdırma, Hazır Şablonlar, Teşhis Raporlama, RGB Görüntü Baskısı
- › Configured Interface and Software for 175 Kinds of Cases
- › Video Recording, Image Freezing, Editing, Sectioning, Report Output and Storage
- › Image Enlargement, Reduction, Marking, Regional Enlargement
- › Report Editing, Printing, Ready Templates, Diagnostic Reporting, RGB Image Printing



SeaMed®



DENİZLER
MEDİKAL

SeaMed KS-Q5N Muayene Lambası

SeaMed KS-Q5N Examination Lamp

- › Dimmer ile Kademeli Olarak Işık Ayarı
- › 5 Tekerlekli Frenli Sistem
- › 1x LED Işık Kaynağı
- › Ayarlanabilir Aydınlatma Alan Çapı
- › Gradual Light Adjustment With Dimmer
- › 5 Wheel With Brake System
- › 1x LED Light Source
- › Adjustable Lighting Field Diameter



SeaMed KS-Q7 Muayene Lambası

SeaMed KS-Q7 Examination Lamp

- › 7 LED Aydınlatma
- › 5 Tekerlekli Frenli Sistem
- › 5 Seviye Parlaklık Kontrolü
- › 320° Hareket Ettirilebilen Başlık
- › 7 LED Lighting
- › 5 Wheel With Brake System
- › 5 Levels of Brightness Control
- › Head that can be Moved 320°



SeaMed®

SeaMed Jinekolojik Doğum Yatağı

SeaMed Gynecological Delivery Bed

- › 3 Adet DC Motor ile Kontrol
- › Litonomi, Kardiyak ve Yatak Pozisyonları
- › 3 Bölümden Oluşan Suni Deri Kaplamalı Sabit Döşeme Yüzeyi.
- › El Kumandası ile Kolay Kullanım
- › Metal Aksamlar Elektrostatik Toz Boyalı
- › Control With 3 DC Motors
- › Lithonomy, Cardiac and Bed Positions
- › Fixed Floor Surface With Artificial Leather Covering Consisting of 3 Parts.
- › Easy to Use With Hand Control
- › Metal Parts Are Electrostatic Powder Coated



Seamed Jinekolojik Muayene Masası

Seamed Gynecological Examination Table

- › Tamamen Çelik Konstrüksiyondan İmalat
- › 2 Motorlu Sırt Ayarı, 1 Motorlu Yükseklik Ayarı
- › Kumanda ile Yükseklik ve Sırt Ayarı
- › Suni Deriden Üretilmiş Yatma Yüzeyi
- › Elektrostatik Toz Boya Kaplama
- › Manufacture From Completely Steel Construction
- › 2 Motorized Back Adjustment, 1 Motorized Height Adjustment
- › Height and Back Adjustment With Remote Control
- › Lying Surface Made of Artificial Leather
- › Electrostatic Powder Paint Coating



Turkey

Discover
the potential

SeaMed®



DENİZLER
MEDİKAL

SeaMed Wi-Fi Konveks Mobil Ultrason Cihazı

SeaMed Wi-Fi Convex Mobile Ultrasound Device

- › Telefon/Tablet ile Kullanım İmkânı
- › Hafif ve Kompakt Tasarımı
- › Renkli Doppler Özellikli
- › B, B/M, PW ve PDI Görüntüleme
- › Possibility of Use With Phone/Tablet Computer
- › Lightweight and Compact Design
- › Color Doppler Feature
- › B, B/M, PW and PDI Imaging



SeaMed®

SonoScape Ultrason Cihazı

SonoScape Ultrasound Device

- › Renkli Dokunmatik LCD Ekran
- › Süper Geniş Bant Genişliği Platformu
- › Yüksek Çözünürlükte Görüntüleme
- › 4D Tanı Teknolojisi
- › Color Touchscreen LCD Screen
- › Super Wide Bandwidth Platform
- › High Resolution Display
- › 4D Diagnostic Technology

SonoScape



Dr.Oppel ST-501 Radyofrekans Elektrokoter Cihazı

Dr.Oppel ST-501 Radiofrequency Electrocautery Device

- › 4 Mhz Radyo Frekans Akımı ile Hassas Kesme ve Koagülasyon
- › Çevresel Dokularda Minimal Hasar
- › Zaman Seçimi: Sürekli, 1sn, 1/2sn, 1/4sn, 1/8sn
- › Monopolar Çalışma Gücü: 130 W
- › Bipolar Çalışma Gücü: 90 W
- › Precise Cutting and Coagulation with 4 Mhz Radio Frequency
- › Minimal Damage to Peripheral Tissues
- › Time Selection: Continuous, 1sec, 1/2sec, 1/4sec, 1/8sec
- › Monopolar Operating Power: 130 W
- › Bipolar Operating Power: 90 W



Dr.Oppel

SeaMed Fetal Doppler

SeaMed Fetal Doppler

- › Elde Taşınabilir Kompakt ve Hafif Dizayn
- › Gerçek Zamanlı Fetal Nabız Algılayabilme
- › Arkadan Aydınlatmalı Geniş LCD Ekran
- › Yüksek Hassasiyetli 2 MHz' lik Ultrason Probu
- › Pil Şarj Göstergeli
- › Handheld Compact and Lightweight Design
- › Real Time Fetal Pulse Detection
- › Large Backlit LCD Display
- › High Sensitivity 2 MHz Ultrasound Probe
- › With Battery Charge Indicator



SeaMed®



DENİZLER
MEDİKAL

SeaMed Suda Doğum Havuzu

SeaMed Water Birth Pool

- 6P-PVC Kalitesinde Yüksek Dayanıklı ve Sağlıklı Malzeme
- 6 Adet Tutma Kollu
- Dahili Su ve Hava Pompası
- Profesyonel Kullanıma Uygun
- High Durable and Healthy Material in 6P-PVC Quality
- 6 pcs. Handles
- Internal Water and Air Pump
- Suitable for Professional Use



SeaMed®

Anahtar Teslim Acil Servis Ünitesi

Turnkey Emergency Service Unit



Turkey

Discover
the potential



SeaMed Kapnometre Cihazı **SeaMed®**

SeaMed Capnometer Device

- › Yenidoğan, Çocuk ve Yetişkin Hastalarda Kullanabilme
- › EtCO₂ / CO₂, Solunum Parametrelerini İzleyebilme
- › EtCO₂ Parametrelerini Grafiksel Olarak İzleyebilme
- › Sesli ve Görsel Alarmlar
- › Opsiyonel USB Portu ile Bilgisayara Data Aktarımı
- › Use in Neonatal, Child and Adult Patients
- › EtCO₂ / CO₂, Ability to Monitor Respiratory Parameters
- › Graphically Monitoring EtCO₂ Parameters
- › Audible and Visual Alarms
- › Data Transfer to Computer with Optional USB Port



SeaMed NC-5 Vital Monitör

SeaMed NC-5 Vital Monitor

- › 8" Renkli Dokunmatik TFT LCD Ekran
- › EKG, SpO₂, PR, NIBP, Solunum Ve Ciltten Isı Parametrelerini İzleyebilme
- › Ateş Ölçer Kullanım İmkânı
- › Yenidoğan/Pediyatrik/Yetişkin Kullanım Modları
- › Tekerlekli ve Sepetli Taşıma Sehpa
- › Kablolü veya Kablosuz Veri Aktarımı Yapabilme
- › 8" Color Touchscreen TFT LCD Display
- › Monitoring ECG, SpO₂, PR, NIBP, Respiratory and Skin Temperature Parameters
- › Thermometer Usage Opportunity
- › Neonatal/Pediatric/Adult Use Modes
- › Carrying Stand with Wheels and Baskets
- › Ability to Transfer Wired or Wireless Data



SeaMed PC-900B Kapnograf & SpO₂ , Cihazı

SeaMed PC-900B Capnograph & SpO₂ ,Device


- › Renkli TFT LCD Ekran
- › Yenidoğan, Çocuk Ve Yetişkin Hastalarda Kullanabilme
- › EtCO₂ , Solunum ve SpO₂ , Parametrelerini İzleyebilme
- › EtCO₂ Grafiksel Olarak İzleyebilme
- › 10 Saat Kadar Batarya Süresi
- › Sesli ve Görsel Alarmlar
- › Color TFT LCD Screen
- › Use in Neonatal, Child and Adult Patients
- › Monitoring EtCO₂ , Respiratory and SpO₂ Parameters
- › Graphically Monitoring EtCO₂
- › Up to 10 Hours of Battery Time
- › Audible and Visual Alarms



SeaMed H12 EKG Cihazı

SeaMed H12 ECG Device

- 10" Dokunmatik LCD Ekran
- Otomatik Aritmi Tespiti ve Raporu
- DICOM, BMP, JPG,PDF,SCP-ECG,FDA-XML Formatlarında Raporlama
- Hastane Bilgi Yönetim Sistemine Bağlanabilme
- 10" Touchscreen LCD Screen
- Automatic Arrhythmia Detection and Report
- Reporting in DICOM, BMP, JPG, PDF, SCP-ECG, FDA-XML Formats
- Connecting to the Hospital Information Management System



SeaMed S8 Defibrilatör Cihazı

SeaMed S8 Defibrillator Device

- 8,4" TFT-LCD Renkli Ekran
- Pediatrik ve Yetişkin Hastalarda Kullanım İmkânı
- 1-360 Joule Arası Enerji Seçimi
- Bataryası ile 6 Saate Kadar Kullanabilme
- Opsiyonel SpO₂ / EtCO₂ / NIBP Özellikli
- 8,4" TFT-LCD Color Screen
- Possibility of Use in Pediatric and Adult Patients
- Energy Selection Between 1-360 Joules
- Use up to 6 Hours With its Battery
- Optional SpO₂ / EtCO₂ / NIBP Features



SeaMed®




DENİZLER
MEDİKAL

IISM Damar Görüntüleme Cihazı

IISM Vein Imaging Device

- › Renkli Dokunmatik LCD Ekran
- › Non-Invaziv Kızılötesi Teknoloji
- › Dahili Batarya ile Kullanım İmkânı
- › Otomatik Parlaklık Ayarı
- › Color Touchscreen LCD Display
- › Non-invasive Infrared Technology
- › Possibility of Use With Internal Battery
- › Automatic Brightness Adjustment

iism



Transport Ventilatör Cihazı

Transport Ventilator Device

- › Renkli Dokunmatik LCD Ekran
- › Yetişkin ve Pediatrik Hastalarda Kullanıma Uygun
- › Dahili Batarya ile Kullanım
- › %21-%100 Oksijen Ayarlaması
- › Color Touchscreen LCD Display
- › Suitable For Use In Adult and Pediatric Patients
- › Use With Internal Battery
- › 21%-100% Oxygen Adjustment



Türkiye

Discover
the potential

Acil Müdahale Sedyesi

Emergency Stretcher

- › Ayarlanabilir Yükseklik, Trendelenburg Pozisyonları
- › 2 Adet Metal Kilitlenebilen, Gizlenebilen Yan Korkuluklar
- › Plastik Koruyucu Çarpma Tamponları
- › Elektrostatik Toz Boya
- › Sıvı Geçirmez Şilte
- › Adjustable Height, Trendelenburg Positions
- › 2 pcs. Metal Lockable, Concealable Side Rails
- › Plastic Protective Crash Bumpers
- › Electrostatic Powder Paint
- › Liquid Proof Mattress



Acil Müdahale Arabası

Crash Cart

- › Paslanmaz Metal Gövdeli
- › 3 Küçük, 1 Orta ve 1 Büyük Çekmeceli
- › Çekmecelerin İçi İsteğe Göre Ayarlanabilir Bölmeli
- › Defibrilatör/Monitör Sehpası
- › Resüsitasyon(Cpr) Tahtası
- › Kilitlenebilir Tekerlekler
- › Stainless Metal Body
- › 3 pcs. Small, 1 pc. Medium and 1 pc. Large Drawers
- › The Inside of the Drawers is Optionally Adjustable
- › Defibrillator/Monitor Stand
- › Resuscitation (Cpr) Board
- › Lockable Wheels



Turkey

Discover
the potential



DENİZLER
MEDİKAL

SeaMed Laringoskop

SeaMed Laryngoscope

- Hastalarda Güvenilir Kullanım
- Kapalı Fiberoptik Sistem
- Kolay Ampul ve Pil Değişimi
- 134°C Sıcaklıkta Otoklavlanabilir Bladeler
- Miller-Macintosh Bladeler
- Opsiyonel Handle Şarj Cihazı
- Paslanmaz Çelik Yapı
- Reliable Use in Patients
- Maxilite Fiberoptic System
- Easy Bulb and Battery Change
- Autoclavable Blades at 134°C Temperature
- Miller-Macintosh Blades
- Optional Handle Charger
- Stainless Steel Structure



SeaMed Otokop-Oftalmaskop

SeaMed Otoscope-Ophthalmoscope

- 4 Metrelik Spiral Kablo ile Kullanım İmkanı
- Elçekler Üzerinden Işık Şiddeti Ayarlayabilme
- Her İki Elçeği Aynı Anda Kullanabilme
- Otokop için Spekulum Kutulu
- Possibility of Use With a Spiral Cable of 4 Meters
- Adjusting the Intensity of Light on the Handsets
- Ability to Use Both Hands at the Same Time
- With Speculum Box for Otoscope



SeaMed®

Anahtar Teslim Göğüs Hastalıkları Servisi

Turnkey Pulmonary Medicine Department



Turkey

Discover
the potential



DENİZLER
MEDİKAL

MeHow LA-104 Konsol Tipi Spirometre Cihazı

MeHow LA-104 Console Type Spirometer Device

- › Çift İşlemci ile Daha Hızlı Ölçüm
- › Renkli Dokunmatik LCD Ekran
- › Dahili Batarya ve Yazıcı Desteği
- › USB Desteği İle Bağlantı
- › Faster Measurement with Dual Processors
- › Color Touchscreen LCD Display
- › Internal Battery and Printer Support
- › Connection with USB Support

MeHow



MeHow

MeHow LA-204 El Tipi Spirometre Cihazı

MeHow LA-204 Hand Held Spirometer Device

- › Dijital Türbin Sensörü ile Doğruluğu Arttırılmış Ölçüm
- › Renkli LCD İzleme Ekranı
- › Bluetooth ile Telefona Bağlanabilme Özelliği
- › Şarj Edilebilir Lityum Batarya
- › 0-16 L/S Akış Skalası
- › Accurate Measurement With Digital Turbine Sensor
- › Color LCD Monitoring Screen
- › Ability to Connect to Phone via Bluetooth
- › Rechargeable Lithium Battery
- › 0-16 L/S Flow Scale



MeHow LA-303 Spirometre Cihazı

MeHow LA-303 Spirometer Device

- › Dijital Türbin Sensörü ile Doğruluğu Arttırılmış Ölçüm
- › USB İle Bilgisayara Bağlanabilme Özelliği
- › Yetişkin ve Pediatrik Hastalarda Kullanım
- › 0-16 L/S Akış Skalası
- › Accurate Measurement with Digital Turbine Sensor
- › Ability to Connect to Computer Via USB
- › Use in Adult and Pediatric Patients
- › 0-16 L/S Flow Scale





DENİZLER
MEDİKAL

Cheiron Toraks Drenaj Cihazı

Cheiron Thorax Drainage Device



- › Toraks Drenaj İşlemlerde Sessiz ve Titreşimsiz Çalışma İmkânı
- › Çiftli Toraks Regülatörü ile Kullanım
- › Dakikada 6 Defa Aralıklı Çekim
- › 39,4 dB Ses Seviyesi
- › Mikrobiyolojik Bakteri Filtresi
- › Aşırı Akış Koruma Sistemi
- › Sürekli Çalışmaya Uygun Tasarım
- › Isınmaya Karşı Ekstra Fan ile Soğutma
- › Quiet and Vibration-Free Operation Opportunity in Thorax Drainage Procedures
- › Use With Dual Thorax Regulator
- › Intermittent Shooting 6 Times a Minute
- › 39.4 dB Sound Level
- › Microbiological Bacteria Filter
- › Overflow Protection System
- › Design Suitable for Continuous Operation
- › Cooling With Extra Fan Against Heating



SeaMed H12 EKG Cihazı

SeaMed H12 ECG Device

- › 10" Dokunmatik LCD Ekran
- › Otomatik Aritmi Tespiti ve Raporu
- › DICOM, BMP, JPG,PDF,SCP-ECG,FDA-XML Formatlarında Raporlama
- › Hastane Bilgi Yönetim Sistemine Bağlanabilme
- › 10" Touchscreen LCD Screen
- › Automatic Arrhythmia Detection and Report
- › Reporting in DICOM, BMP, JPG, PDF, SCP-ECG, FDA-XML Formats
- › Connecting to The Hospital Information Management System



SeaMed®

Anahtar Teslim Diş Polikliniği

Turnkey Dental Clinic



Turkey

Discover
the potential

Diş Ünitesi

Dental Unit

- › Sırtlık ve Ayaklığın Hastayı Rahatsız Etmeden Senkronize Hareketi
- › 24 V DC Motorlar ile Amortisör Sistemi
- › Acil Durumlarda Koltuk Altı Ve Asistan Kolunda Otomatik Stop Butonu
- › Doktorun Rahatça Çalışabileceği Geniş Tabla
- › Pnömatik Fren Sistemi
- › Koltuğa Monte 90° Dönebilen Otoklavlanabilir Cam Çanaklı Kresua
- › Zamanlanabilir ve Otoklavlanabilir Bardak Doldurucu ve Çanak Yıkayıcı
- › Doğal Gün Işığına Yakın Soğuk Işık
- › Su ve Dezenfektan Deposu
- › Synchronized Movement of Backrest and Footrest Without Disturbing the Patient
- › Shock Absorber System With 24 V DC Motors
- › Automatic Stop Button on Under the Seat and Assistant's Arm in Emergency Situations
- › Wide Table Where the Doctor Can Work Comfortably
- › Pneumatic Brake System Offering Ease of Working to the Physician
- › Seat Mounted 90° Rotating Autoclavable Glass Bowl Cresau
- › Timed And Autoclavable Cup Filler And Dish Washer
- › Cold Light Near Natural Daylight
- › Water and Disinfectant Tank



Panoromik Diş Röntgeni

Panoramic Dental X-Ray

- › Otomatik Fokaslama Teknolojisi
- › Panoramik / 3D / Sefalometrik (Opsiyonel) Sistem
- › 12 Ayrı Çekim Modu
- › Panoramik Çekim Modları
 - Standart / Sağ / Ön / Sol
 - Bitewing Standart / Sağ / Ön / Sol
 - Orthogonal Standart / Sağ / Ön / Sol
- › Özel Çekim Modları
 - TMJ LAT (Açık-Kapalı) / Sinüs PA
 - TMJ PA (Açık-Kapalı) / Sinüs LAT (Opsiyonel)
- › Auto Focus Technology
- › Panoramic / 3D / Cephalometric (Optional) System
- › 12 pcs. Different Shooting Modes
- › Panoramic Shooting Modes
 - Standard / Right / Front / Left
 - Bitewing Standard / Right / Front / Left
 - Orthogonal Standard / Right / Front / Left
- › Special Shooting Modes
 - TMJ LAT (On-Off) / Sine PA
 - TMJ PA (On-Off) / Sine LAT (Optional)



Discover
the potential

Anahtar Teslim KBB Polikliniđi

Turnkey ENT Polyclinic



Turkey

Discover
the potential



DENİZLER
MEDİKAL

KBB Muayene Ünitesi

ENT Examination Unit

- Full HD Endoskopik Kamera
- Dahili Aspiratör Sistemi
- Farklı Boylarda Malzeme Çekmeceleri
- LCD Kontrol Paneli

- Full HD Endoscopic Camera
- Internal Aspirator System
- Material Drawers in Different Sizes
- LCD Control Panel



Turkey

Discover
the potential

Dr.Oppel ST-501 Radyofrekans Elektrokoter Cihazı

Dr.Oppel ST-501 Radiofrequency Electrocautery Device

- › 4 Mhz Radyo Frekans Akımı ile Hassas Kesme ve Koagülasyon
- › Çevresel Dokularda Minimal Hasar
- › Zaman Seçimi: Sürekli, 1sn, 1/2sn, 1/4sn, 1/8sn
- › Monopolar Çalışma Gücü: 130 W
- › Bipolar Çalışma Gücü: 90 W
- › Precise Cutting and Coagulation with 4 Mhz Radio Frequency Current
- › Minimal Damage to Peripheral Tissues
- › Time Selection: Continuous, 1sec, 1/2sec, 1/4sec, 1/8sec
- › Monopolar Operating Power: 130 W
- › Bipolar Operating Power: 90 W



Dr. Oppel

SeaMed Duvara Monte Otoskop

SeaMed Wall Mounted Otoscope

- › Ultraviyoleten Arındırılmış Aydınlatma
- › Pnömatik Kulak Test İmkânı
- › Elçek Üzerinden Işık Şiddet Ayarı
- › 4 Bölmeli Spekulum Kutusu
- › UV - Free Lighting
- › Pneumatic Ear Testing Facility
- › Light Intensity Adjustment Via Handle
- › 4 Parts Speculum Box



SeaMed®



Yüksek Frekans Odyometre

High Frequency Audiometer

- › Hava Yoluyla İletim, Kemik Yoluyla İletim, Serbest Alan ve Konuşma Odyometresi Testleri
- › Pure Ton, Pulse Ton, Warble Ton, Dar Bant, Beyaz ve Konuşma Gürültüsü
- › 20000Hz'e Kadar Yüksek Ses Seçeneği
- › SD Hafıza Kartı, CD veya Mikrofondan Konuşma Testleri
- › Air Conduction, Bone Conduction, Free Field and Speech Audiometry Tests
- › Pure Tone, Pulse Tone, Warble Tone, Narrowband, White and Speech Noise
- › Up to 20000Hz Loud Sound Option
- › Speech Tests From SD Memory Card, CD or Microphone



Multi Frekans Timpanometre

Multi Frequency Tympanometer

- › LCD Ekranda Timpanogram ve Test Sonuçları Görüntüsü
- › Hızlı ve Sessiz Termal Yazıcı
- › İpsi ve Kontralateral Reflex Testlerinde Saf Ses ve Gürültü Sinyali
- › Ayarlanabilir Basınç Aralığı ve Basınç Hızı
- › Çoklu Frekans Probu
- › Tympanogram and Test Results Display on the LCD Screen
- › Fast and Quiet Thermal Printer
- › Pure Sound and Noise Signal in İpsi and Contralateral Reflex Tests
- › Adjustable Pressure Range and Pressure Speed
- › Multi-Frequency Probe



Yenidoğan İşitme Tarama Cihazı

Neonatal Hearing Screening Device

- › Hızlı ve Otomatik ABR Görüntüleme
- › Deriye Direkt Kontakt ile Otomatik Empedans Ayarı
- › Fonksiyonel Data Çıktısı ve Takibi
- › Uyarım Ses Seviyesi 35 dB NHL
- › USB Bağlantısı Sayesinde Data Transferi İmkânı
- › Fast and Automatic ABR imaging
- › Automatic Impedance Adjustment With Direct Skin Contact
- › Functional Data Output and Monitoring
- › Warning Volume 35 dB NHL
- › Data Transfer Facility to USB Connection



Anahtar Teslim Hasta Servis Odaları

Turnkey Patient Service Rooms



Turkey

Discover
the potential



DENİZLER
MEDİKAL

SeaMed NC-5 Vital Monitör

SeaMed NC-5 Vital Monitor

- › 8" Renkli Dokunmatik TFT LCD Ekran
- › EKG, SpO₂, PR, NIBP, Solunum ve Ciltten Isı Parametrelerini İzleyebilme
- › Ateş Ölçer Kullanım İmkânı
- › Yenidoğan/Pediyatrik/Yetişkin Kullanım Modları
- › Tekerlekli ve Sepetli Taşıma Sehpa
- › Kablolü veya Kablosuz Veri Aktarımı Yapabilme

- › 8" Color Touchscreen TFT LCD Display
- › Monitoring ECG, SpO₂, PR, NIBP, Respiratory and Skin Temperature Parameters
- › Thermometer Usage Opportunity
- › Neonatal/Pediatric/Adult Use Modes
- › Trolley With Wheels and Basket
- › Ability to Transfer Wired or Wireless Data



SeaMed XM-550 Hastabaşı Monitörü

SeaMed XM-550 Patient Monitor

- › EKG, NIBP, RESP, PR, SpO₂, TEMP ve 2xIBP Parametreleri
- › 10.4" veya 12.1" Renkli TFT LCD Ekran
- › 3 Seviyeli Sesli ve Görsel Alarm
- › Dahili 6 Saate Kadar Batarya
- › Opsiyonel Merkezi Monitör Sistem Bağlantısı
- › Opsiyonel EtCO₂ (Kapnograf) Parametresi

- › ECG, NIBP, RESP, PR, SpO₂, TEMP and 2xIBP Parameters
- › 10.4" or 12.1" Color TFT LCD Display
- › 3 Level Audible and Visual Alarm
- › Up to 6 Hours Built-in Battery
- › Optional Central Monitoring System Connection
- › Optional EtCO₂ (Capnograph) Parameter




SeaMed®

SeaMed H12 EKG Cihazı

SeaMed H12 ECG Device

- 10" Dokunmatik LCD Ekran
- Otomatik Aritmi Tespiti ve Raporu
- DICOM, BMP, JPG,PDF,SCP-ECG,FDA-XML Formatlarında Raporlama
- Hastane Bilgi Yönetim Sistemine Bağlanabilme
- 10" Touchscreen LCD Screen
- Automatic Arrhythmia Detection and Report
- Reporting in DICOM, BMP, JPG, PDF, SCP-ECG, FDA-XML Formats
- Connecting to the Hospital Information Management System



SeaMed S8 Defibrilatör Cihazı

SeaMed S8 Defibrillator Device

- 8.4" TFT-LCD Renkli Ekran
- Pediatrik ve Yetişkin Hastalarda Kullanım İmkânı
- 1-360 Joule Arası Enerji Seçimi
- Bataryası ile 6 Saate Kadar Kullanabilme
- Opsiyonel SpO₂ / EtCO₂ / NIBP Özellikli
- 8.4" TFT-LCD Color Screen
- Possibility of Use in Pediatric and Adult Patients
- Energy Selection Between 1-360 Joules
- Use up to 6 Hours With its Battery
- Optional SpO₂ / EtCO₂ / NIBP Features



SeaMed®



DENİZLER
MEDİKAL

Acil Müdahale Arabası

Crash Cart

- › Paslanmaz Metal Gövdeli
- › 3 Küçük, 1 Orta ve 1 Büyük Çekmeceli
- › Çekmecelerin İçi İsteğe Göre Ayarlanabilir Bölmeli
- › Defibrilatör/Monitör Sehpası
- › Resüsitasyon(Cpr) Tahtası
- › Kilitlenebilir Tekerlekler
- › Stainless Metal Body
- › 3 pcs. Small, 1 pc. Medium and 1 pc. Large Drawers
- › The Inside of The Drawers is Optionally Adjustable.
- › Defibrillator/Monitor Stand
- › Resuscitation (Cpr) Board
- › Lockable Wheels



Türkiye

Discover
the potential

SeaMed Hasta Yatağı

SeaMed Patient Bed

- › Kolay Temizlenebilir Hijyenik Doku
- › UV ve Güneş Işınlara Dayanıklı Koruma Tabakasına Sahip Özel Plastik Malzeme
- › El Kumandası ile Kolay Kontrol İmkânı
- › Elektrik Kesintisine Karşı Batarya Destek Ünitesi
- › Easy to Clean Hygienic Texture
- › Special Plastic Material With UV and Sunlight Resistant Protection Layer
- › Easy to Control With Remote Control
- › Battery Support Unit Against Power Failure



SeaMed®

Teşhis / Tanı Cihazları

Diagnostic Devices



Turkey

Discover
the potential



DENİZLER
MEDİKAL

Covidien El Tipi Pulseoksimetre

Covidien Handheld Pulseoximeter

- › Renkli TFT LCD Ekran
- › Yetişkin, Pediatrik, Yenidoğan Hastalarda Kullanım
- › Hızlı ve Güvenilir Ölçümleme
- › Sesli ve Görsel Alarmlar
- › Dahili Batarya ile Kullanım
- › Color TFT LCD Display
- › Use in Adult, Pediatric, Neonatal Patients
- › Fast and Reliable Measurement
- › Audible and Visual Alarms
- › Use With Built-in Battery



COVIDIEN



Covidien Konsol Tipi Pulseoksimetre

Covidien Console Type Pulseoximeter

- › Renkli TFT LCD Ekran
- › Yetişkin, Pediatrik, Yenidoğan Hastalarda Kullanım
- › Hızlı ve Güvenilir Ölçümleme
- › Sesli ve Görsel Alarmlar
- › Dahili Batarya ile Kullanım
- › Color TFT LCD Display
- › Use in Adult, Pediatric, Neonatal Patients
- › Fast and Reliable Measurement
- › Audible and Visual Alarms
- › Use with Built-in Battery



SeaMed SP20 El Tipi Pulseoksimetre

SeaMed SP20 Handheld Pulseoximeter

- › Renkli TFT LCD Ekran
- › Yetişkin, Pediatrik, Yenidoğan Hastalarda Kullanım
- › Hızlı ve Güvenilir Ölçümleme
- › Sesli ve Görsel Alarmlar
- › Farklı Ekran Görüntüleme Modları
- › 18 Saate Kadar Batarya ile Kullanım
- › Opsiyonel olarak Kulaktan Ateş Ölçer
- › Color TFT LCD Display
- › Use in Adult, Pediatric, Neonatal Patients
- › Fast and Reliable Measurement
- › Audible and Visual Alarms
- › Different Screen Display Modes
- › Up to 18 Hours of Battery Use
- › Optional Ear Thermometer



SeaMed Pediatrik Parmak Tipi Pulseoksimetre

SeaMed Pediatric Finger Type Pulseoximeter

- › SpO₂ ve Nabız Sayısı Değerlerinin Doğru Ölçümü
- › Renkli Ekranda SpO₂ , Nabız Sayısı, PI, Kalp Ritmi ve Pletismogram Görüntüsü
- › 4 Farklı Ekran Görüntüleme Modu
- › Parmağa Yerleştirildikten Sonra Otomatik Ölçüm Başlangıcı
- › 4 Saniye Sinyal Almadığı Takdirde Otomatik Sinyal Kapama
- › 2 AAA Pil ile 30 Saatten Fazla Sürekli Çalışma Süresi
- › Görsel ve İşitsel Alarmlar
- › Accurate Measurement of SpO₂ and Pulse Rate Values
- › SpO₂ , Pulse Rate, PI, Heart Rate and Plethysmogram Display on Color Screen
- › 4 pcs. Different Screen Display Modes
- › Automatic Start of Measurement After Placement on Finger
- › Automatic Signal Off After 4 Seconds No Signal
- › More than 30 Hours of Continuous Working Time With 2 pcs. AAA Batteries
- › Visual and Audible Alarms



SeaMed Yetişkin Parmak Tipi Pulseoksimetre

SeaMed Adult Finger Type Pulseoximeter

- › Renkli OLED Ekran
- › Hızlı ve Güvenilir Ölçümleme
- › Sesli ve Görsel Alarmlar
- › 4 Farklı Ekran Görüntüleme Modu
- › Otomatik Güç Açma/Kapama
- › 50 Saate Kadar Çalışma İmkân
- › Color OLED Display
- › Fast and Reliable Measurement
- › Audible and Visual Alarms
- › 4 pcs. Different Screen Display Modes
- › Auto Power On/Off
- › Opportunity to Work up to 50 Hours



SeaMed®



DENİZLER
MEDİKAL

SeaMed Duvara Monte Tansiyon Aleti

SeaMed Wall-Mounted Sphygmomanometer

- › Kolayca Okunabilen Gösterge Ekranı
- › 0-300 mmHg Ölçüm Skalası
- › Üstten Kızaklı ve Geçirmeli Tipte Kolay Montaj Aparatı
- › 3 Metreye Kadar Uzayabilen Spiral Hortum
- › Cıva İçermeyen Sağlıklı Dizayn
- › Easily Readable Display Screen
- › 0-300 mmHg Measurement Scale
- › Easy Mounting Apparatus With Top Slide and Plug-in Type
- › Spiral Hose That can be Extended up to 3 Meters
- › Mercury Free Healthy Design



SeaMed Pediatrik Tansiyon Aleti

SeaMed Pediatric Sphygmomanometer

- › Nikel Kaplama ve Kromajlanmış Manometre Haznesi
- › 0-300 mmHg Ölçüm Skalası
- › Kolayca Şişirilebilen, Esnek Manşon
- › Güvenlikli, Sabitlenmiş Hava Musluğu Vidası
- › Nickel Coating and Chrome Coating Manometer Chamber
- › 0-300 mmHg Measurement Scale
- › Easily Inflated, Flexible Cuff
- › Safe, Fixed Air Cock Screw



SeaMed Yetişkin Tansiyon Aleti

SeaMed Adult Sphygmomanometer

- › Nikel Kaplama ve Kromajlanmış Manometre Haznesi
- › 0-300 mmHg Ölçüm Skalası
- › Kolayca Şişirilebilen, Esnek Manşon
- › Güvenlikli, Sabitlenmiş Hava Musluğu Vidası
- › Nickel Coating and Chrome Coating Manometer Chamber
- › 0-300 mmHg Measurement Scale
- › Easily Inflated, Flexible Cuff
- › Safe, Fixed Air Cock Screw



SeaMed®

73

SeaMed Pediatrik Stetoskop

SeaMed Pediatric Stethoscope

- Paslanmaz Çelikten Üretilmiş Başlık
- Frekans Tepkisi için Ekstra Büyük Çan
- Net Yüksek Frekans Tepkisi için Ultra Hassas Diyafram
- Üstün Kullanım Rahatlığı ve Akustik Conta
- PVC Kulak Uçları
- Head Made of Stainless Steel
- Extra Large Bell for Frequency Response
- Ultra Sensitive Diaphragm for Clear High Frequency Response
- Superior Easy of Use and Acoustic Gasket
- PVC Ear Mushrooms



SeaMed Yetişkin Stetoskop

SeaMed Adult Stethoscope

- Paslanmaz Çelikten Üretilmiş Başlık
- Frekans Tepkisi için Ekstra Büyük Çan
- Net Yüksek Frekans Tepkisi için Ultra Hassas Diyafram
- Üstün Kullanım Rahatlığı ve Akustik Conta
- PVC Kulak Uçları
- Head Made of Stainless Steel
- Extra Large Bell for Frequency Response
- Ultra Sensitive Diaphragm for Clear High Frequency Response
- Superior Easy of Use and Acoustic Gasket
- PVC Ear Mushrooms



SeaMed®



SeaMed Yenidoğan (Miller) Laringoskop

SeaMed Neonatal (Miller) Laryngoscope

- › Hastalarda Güvenilir Kullanım
- › Kapalı Fiberoptik Sistem
- › Kolay Ampul ve Pil Değişimi
- › 134°C Sıcaklıkta Otoklavlanabilir Bladeler
- › Opsiyonel Handle Şarj Cihazı
- › Paslanmaz Çelik Yapı
- › Reliable Use in Patients
- › Maxilite Fiberoptic System
- › Easy to Change For Bulb and Battery
- › Autoclavable Blades at 134°C Temperature
- › Optional Handle Charger
- › Stainless Steel



SeaMed Yetişkin (Macintosh) Laringoskop

SeaMed Adult (Macintosh) Laryngoscope

- › Hastalarda Güvenilir Kullanım
- › Kapalı Fiberoptik Sistem
- › Kolay Ampul ve Pil Değişimi
- › 134°C Sıcaklıkta Otoklavlanabilir Bladeler
- › Opsiyonel Handle Şarj Cihazı
- › Paslanmaz Çelik Yapı
- › Reliable Use in Patients
- › Maxilite Fiberoptic System
- › Easy to Change For Bulb and Battery
- › Autoclavable Blades at 134°C Temperature
- › Optional Handle Charger
- › Stainless Steel



SeaMed Zor Entübasyon (McCoy) Laringoskop

SeaMed Difficult Intubation (McCoy) Laryngoscope

- › Hastalarda Güvenilir Kullanım
- › 70° Kıvrılabilir Blade Ucu
- › Kapalı Fiberoptik Sistem
- › Kolay Ampul ve Pil Değişimi
- › 134°C Sıcaklıkta Otoklavlanabilir Bladeler
- › Opsiyonel Handle Şarj Cihazı
- › Paslanmaz Çelik Yapı
- › Reliable Use in Patients
- › 70° Flexible Blade Tip
- › Maxilite Fiberoptic System
- › Easy to Change For Bulb and Battery
- › Autoclavable Blades at 134°C Temperature
- › Optional Handle Charger
- › Stainless Steel



SeaMed Duvara Monte Oftalmaskop

SeaMed Wall Mounted Ophthalmoscope

- › Ultraviyolelen Arınmış Aydınlatma
- › Elimine Edilmiş Kornea ve İris Refleksiyonları
- › Eşeli 6 Ayrı Görünüm İmkânı
- › Yıldızlı Koordinat Sistemi, Büyük-Küçük Daire, Yarım Daire, Grid, Stenopaik Slit
- › 3 Farklı Işık Modu (Beyaz, Mavi , Yeşil)
- › Elçek Üzerinden Işık Şiddeti Ayarlayabilme
- › UV - Free Lighting
- › Eliminated Corneal and Iris Reflections
- › Possibility of 6 pcs. Different Views With Pairs
- › Star Coordinate System, Great-Small Circle, Half Circle, Grid, Stenopaic Slit
- › 3 pcs. Different Light Modes (White, Blue, Green)
- › Ability to Adjust the Light Intensity Via the Handle



SeaMed Duvara Monte Otoskop

SeaMed Wall Mounted Otoscope

- › Ultraviyolelen Arındırılmış Aydınlatma
- › Pnömatik Kulak Test İmkânı
- › Elçek Üzerinden Işık Şiddet Ayarı
- › 4 Bölmeli Spekulum Kutusu
- › UV - Free Lighting
- › Pneumatic Ear Testing Facility
- › Light Intensity Adjustment Via Handle
- › 4 Parts Speculum Box



SeaMed®



DENİZLER
MEDİKAL

SeaMed Diagnostik Set

SeaMed Diagnostic Set

- › Işığın Ayarlanabilir Handle
- › C Boyu Pili ile Kullanım
- › Set içerisinde;
 - 1 adet Otoskop
 - 1 adet Oftalmoskop
 - 2 adet Larenks Aynası (3 ve 4 Ebatlarında)
 - 3 adet Kulak Spekulumu (2,5 / 3,5 / 4,5 mm Ebatlarında)
 - 1 adet Işık Tutacağı (Larenks Aynaları İçin)
 - 1 adet Burun Spekulumu (Reusable)
- › Light Adjustable Handle
- › Use with C Size Battery
- › In the set;
 - 1 pc. Otoloscope
 - 1 pc. Ophthalmoscope
 - 2 pcs. Laryngeal Mirrors (Sizes 3 and 4)
 - 3 pcs. Ear Speculum (2.5 / 3.5 / 4.5 mm Sizes)
 - 1 pc. Light Holder (For Laryngeal Mirrors)
 - 1 pc. Nasal Speculum (Reusable)



SeaMed Spekulum

SeaMed Speculum

- › Hiçbir Alerjik Reaksiyon Göstermeyen PVC Malzeme
- › Çapaksız ve Pürüzsüz Bir Yapı
- › Net Görüşü Engellemez
- › Tek Kullanımlık
- › Işık Kaybını Azaltan Siyahlık
- › 2.5 mm ve 4 mm Çap
- › PVC Material Does Not Show Any Allergic Reactions
- › A Burr-Free and Smooth Structure
- › Does Not Black Obstruct Clear View
- › Disposable
- › Blackness that Reduces Light Loss
- › 2.5 mm and 4 mm Diameter



SeaMed®

Dijital Ameliyathane Bilgi Yönetim Sistemi

Digital Operating Room
Information Management System



Turkey

Discover
the potential

Ameliyathane Bilgi Yönetim Sistemi, sağlık meslek mensuplarının bireysel yetkilendirme sonrasında hasta dosyalarına kendi gösterge tablolarından erişmelerini ve takip etmelerini, uyarı notları, alerji, kronik hastalıklar gibi bilgileri takip etmelerini sağlayan yeni nesil dijital klinik bilgi sistemi platformudur. ICD 10 gibi tanı kodlarını ekleyerek kan grubu, yaş, cinsiyet, hasta yakınları, yer ve kalış süresi gibi verilere erişerek QR kod, barkod, RF-ID ve NFC gibi kablosuz teknolojileri kullanarak sahip oldukları bilgileri doğrulayabilmektedir.

Bu WEB tabanlı sistem, HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) sistemleri ve hastanın bulunduğu yerde veri aktarabilen tüm tıbbi cihazlarla entegre olabilmektedir. Sistem bu cihazlardan sürekli olarak güncel hasta verilerini alır. Hasta lokasyonunda bulunan tüm kağıt formların tablet bilgisayarlar üzerinden dijital ortama aktarılmasını sağlamaktadır.

Ameliyat Geçmişi, Doz Periyodu, Sıvı Periyodu, Bolus ve metod bazlı ilaç uygulama kayıtları sistem üzerinden izlenebilmektedir. Anestezi İlaç seti tanımlama ve uygulama işlemleri, olay - bulma - gözlem - müdahale takipleri, ventilatör seti tanımlama ve uygulamaları ile tüm operasyon süreci dijital ortamda anlık olarak kayıt altına alınmaktadır. Adım adım kayıt giriş altyapısı sayesinde güvenli cerrahi formlar, anestezi takip formları gibi zorunlu formlar dijital ortamda kolaylıkla kayıt altına alınmaktadır.

Bütün parametreler ve olaylar entegre edilen cihazlarda zaman etiketi eklenerek doğru sırada kaydedilmektedir. Hasta sisteme bağlı cihazlarla ameliyathaneden çıkarsa bu bilgiler de sistemde saklanmaktadır. HBYS entegrasyonu ile hasta demografik bilgileri alınmakta ve hastanın güncel laboratuvar verileri grafiksel ve sayısal olarak görüntülenebilmektedir.

Klinik fotoğrafıma özelliği sayesinde aktif işlem bazlı kayıtlar etiketlenebilir, bu etiketlere notlar eklenebilir ve ilgili kullanıcılar bu notları yorumlayabilir.

Operating Room Information Management System is a new generation digital clinical information system platform that enables healthcare professionals to access and follow patient files from their own dashboards after individual authorization and to monitor information such as warning notes, allergies, chronic diseases. By adding diagnostic codes such as ICD 10, they can access data such as blood group, age, gender, patient relatives, location and length of stay and verify their information using wireless technologies such as QR code, barcode, RF-ID and NFC.

This WEB-based system can be integrated with HBYS (Hospital Information Management System) systems and all medical devices that can transfer data at the patient's location. The system constantly receives up-to-date patient data from these devices. It ensures that all paper forms in the patient location are transferred to digital media via tablet computers.

Operation History, Dose Period, Fluid Period, Bolus and method-based drug administration records can be monitored on the system. Anesthesia Drug set definition and application processes, event - discovery - observation - intervention follow-ups, ventilator set identification and applications and the entire operation process are recorded instantly in the digital environment. Thanks to the step-by-step registration entry infrastructure, mandatory forms such as secure surgical forms and anesthesia follow-up forms are easily recorded in the digital environment.

All parameters and events are recorded in the correct order by adding time stamps on the integrated devices. If the patient leaves the operating room with the devices connected to the system, this information is also stored in the system. With the HIMS integration, patient demographic information is obtained and the patient's current laboratory data can be displayed graphically and numerically.

Thanks to the clinical photographing feature, active process-based records can be tagged, notes can be added to these tags, and relevant users can comment on these notes.

Dijital Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi

Digital Intensive Care
Information Management System



Turkey

Discover
the potential

Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS), hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) takip ve tedavileri sürdürülen hastalara ait tıbbi süreçlerin elektronik ortamda kayıt altına alınmasını, hastaya ait verilere (kan grubu, yaş, cinsiyet, hasta yakınları, yer ve kalış süresi) erişim sağlamayı, tedavi süreçlerinin sistem üzerinden planlanmasını, tıbbi parametrelerin takibini, yoğun bakıma özel tıbbi skorlamaların (Glaskow Koma Skalası - GKS, Apache II, SOFA, SAPS, Sedasyon vb.) hesaplanmasını ve sonuçlarla ilgili bildirim yapılmasını, raporlama ve kalite ölçüm araçlarının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi web tabanlı bir sistem olmakla birlikte Hastane Bilgi Yönetim Sistemi'ne ve hastanın bulunduğu yerde veri aktarabilen tüm cihazlarla entegre olarak çalışmaktadır. Sistem cihazlardan sürekli şekilde güncel hasta verilerini almaktadır. Hasta lokasyonunda bulunan tüm kağıt formların tablet bilgisayarlar üzerinden dijital ortama aktarılmasını sağlamaktadır.

Yoğun bakım sağlık personelinin vardiya değişikliklerinde hastalarını birbirine transfer etmesine, aktif order ekranında sorumlu doktorlar tarafından verilen emirleri takip etmesine ve bu emirleri doğru zamanda kolayca uygulamasına olanak tanır.

Sistemin order seti açıklama menüsünden rutin uygulamalar, beslenme, aktivite-bakım tıbbi ve laboratuvar gibi ilgili tüm order türlerini set olarak kaydedilebilmektedir. Apache 2, Sofa veya Glasgow gibi grafiksel ve sayısal görsel altyapılar ile hesaplanabilmekte ve ekran izlenebilmektedir.

Kullanıcı dostu raporlama menüsü sayesinde dijital ortamda anlık ve günlük raporlara kolayca ulaşılabilir. Klinik fotoğrafı özelliği sayesinde aktif prosedür bazlı kayıtlar etiketlenebilmekte, bu etiketlere notlar eklenebilmektedir.

The Intensive Care Information Management System (YBBYS) enables the electronic recording of the medical processes of the patients who are followed up and treated in the intensive care units (ICUs) of the hospitals, accessing the data of the patient (blood type, age, gender, patient relatives, location and length of stay). It aims to provide treatment processes through the system, to monitor medical parameters, to calculate intensive care-specific medical scores (Glaskow Coma Scale - GKS, Apache II, SOFA, SAPS, Sedation, etc.) and to report the results, to create reporting and quality measurement tools. Although the Intensive Care Information Management System is a web-based system, it works in integration with the Hospital Information Management System and all devices that can transfer data at the patient's location. The system constantly receives up-to-date patient data from the devices. It ensures that all paper forms in the patient location are transferred to digital media via tablet computers.

It allows intensive care healthcare personnel to transfer their patients to each other during shift changes, to follow the orders given by the doctors in charge on the active order screen, and to easily implement these orders at the right time.

From the order set explanation menu of the system, all related order types such as routine applications, nutrition, activity-care medicine and laboratory can be saved as a set. It can be calculating and the screen can be viewed with graphical and digital visual infrastructures such as Apache 2, Sofa or Glasgow.

Thanks to the user-friendly reporting menu, instant and daily reports can be easily accessed in the digital environment. Thanks to the clinical photographing feature, active procedure-based records can be tagged and notes can be added to these tags.



82



Notlar / Notes

[illegible]



DENİZLER MEDİKAL

www.denizlermedikal.com

DENİZLER MEDİKAL
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Sevda Sk.
Seven Tower No: 1 K: 3 Ataşehir / İSTANBUL

Tel : +90 216 577 52 22

Fax : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com

