

TAŞINABİLİR OTOSKOP & OFTALMOSKOP CİHAZI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Otoskop ve Oftalmoskop fiberoptik aydınlatma yapmalıdır.
2. Otoskop ve Oftalmoskop 2.5 Volt Beyaz LED ampul ile aydınlatma sağlamalıdır. Otoskop ve Oftalmoskop ampulü hiçbir alete gerek duymadan değiştirilebilir olmalıdır.
3. Otoskop ve Oftalmoskop başlığı Bayonet tip kilit sistemi ile sapa sabitlenebilir olmalıdır.
4. Otoskop gövde iç kısmı bakır olup dış kısmı ABS malzemeden üretilmiş olmalıdır.
5. Otoskop aydınlatması 18.5 lümen olmalı ve en az 3 kez büyütme yapan merceği olmalıdır.
6. Mercek otoskop başlığının gözlem penceresi üzerinde bulunmalı ve bu pencere çizilmeye karşı film kaplama ile korumalı olmalıdır.
7. Otoskopun gözlem penceresi içerisinde görüşü engelleyecek herhangi bir şey bulunmamalıdır.
8. Otoskop ve Oftalmoskop portatif taşınabilir olmalı ve kullanım kolaylığı açısından tek elle açılıp kapanabilmelidir.
9. Oftalmoskop başlığı Optik cam lens ve 5 farklı diyafram açıklığına sahip olmalıdır.
10. Oftalmoskop başlığı dioptri aralığı -20 D ile +20 D arasında olmalıdır.
11. Açma-Kapama düğmesi cihazın sap kısmındaki anahtardan aşağı-yukarı hareketiyle yapılabilmelidir.
12. Cihaz 2 adet AA Pil ile çalışmalıdır.
13. Tek kullanımlık spekulumlar otoskop başlığı kısmındaki çentiğe yerleştirilip döndürülerek takıp çıkartılabilmelidir.
14. Otoskop & Oftalmoskop seti sert plastik koruyucu kutu içerisinde bulunmalıdır.
15. Otoskop & Oftalmoskop seti; Taşıma kutusu, bir adet Handle, bir adet Otoskop başlığı ve bir adet Oftalmoskop başlığından oluşmalıdır.
16. Başlıklar Handle ile kolaylıkla takılıp çıkartılabilmelidir.
17. Otoskop başlığı ile birlikte; 2.4 mm, 3 mm, 4 mm ve 5 mm spekulumlar verilmelidir. Spekulumlar universal tipte olmalı kurum bünyesindeki diğer otoskoplar ile aynı spekulumlar kullanılabilmelidir.
18. Handle üzerinde ürün markası ve CE simgesi silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
19. Cihazın sapı üzerinde elde kaymasını önleyerek kavramayı kolaylaştıran desenler ve klips olmalıdır.
20. Cihaz her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına ilave olarak 2 (iki) Yıl ücretsiz garantili olmalıdır. 10 (on) Yıl süreyle de ücreti mukabilinde yedek parça ve teknik servis hizmet garantisi bulunmalıdır.
21. Cihazın ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalıdır.