

EL TİPİ MESANE ULTRASONU CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen ürüne ait yazılım IOS işletim sistemleri ile uyumlu olmalıdır.
2. Teklif edilen ürün kablosuz bağlantı ile çalışabilmelidir.
3. Teklif edilen ürün; mesane görüntülemesi ve ölçümü için uygun olmalıdır.
4. Teklif edilen cihaz üzerinde görüntüyü dondurmaya yarayan bir tuş bulunmalıdır.
5. Teklif edilen cihazın çalışma frekansı 3.5 MHz olmalıdır.
6. Teklif edilen cihazın mesane ölçüm aralığı 20 - 999 ml olmalıdır.
7. Teklif edilen cihazın ölçüm hassasiyeti 20-99 ml için en fazla ± 10 ml, 100-999 ml için en fazla $\pm 10\%$ olmalıdır.
8. Teklif edilen ürün sürekli kullanımda en az 3 saat batarya ömrüne sahip en az 4200 mAh kapasiteli dahili bataryası olmalıdır.
9. Teklif edilen ürün Standby modunda 12 saat boyunca çalışmasını sağlayacak bir bataryaya sahip olmalıdır.
10. Teklif edilen cihazın en az IPX5 seviyesinde sıvı koruması olmalıdır.
11. Cihaz, CE Sertifikasına sahip olmalıdır.
12. Cihaz üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl, garanti sonrası ücreti karşılığında yedek parça için 8 yıl süreyle garantili olmalıdır.