




LE MEDICAL

ECG - 301

12 KANALLI EKG
CİHAZI



DENİZLER
MEDİKAL



LE MEDICAL


- 12.1" Renkli Dokunmatik LCD Ekran
- 12-kanallı senkron kazanım tek ekranda
- Farklı formatlarda veri aktarımı; PDF, GDT, FDA-XML, DICOM, SCP, HL7
- HBYS Sistemine Uygun
- Gelişmiş anti-baz çizgisi kayması teknolojisi, kararlı baz çizgisine hızlı dalga çıkışı
- Yüksek örnekleme oranı
- Yüksek kapasiteli Lityum batarya ile uzun süreli çalışma ömrü
- Hızlı fonksiyon tuşları ve tamamen dijital klavye

Teknik Özellikler


Lead Sayısı:	12 Lead
Kazanım Modu:	Senkron 12-lead Otomatik
Örnekleme Oranı:	16.000 Hz
A/D Konverter:	24 bit
Frekans Yanıtı:	0.01 - 300 Hz
Polarizasyon-dayanımlı Voltaj:	±600 mV
Low-pass Filtre:	75 Hz, 100 Hz, 150 Hz, 270 Hz ve 300 Hz
EMG Filtre:	25 Hz / 35 Hz / 45 Hz
Baz Çizgisi Kayma Filtesi:	0.01 Hz, 0.05 Hz, 0.32 Hz ve 0.67 Hz
CMRR:	>120 dB
Giriş Empedansı:	>50 MOhm (10 Hz)
Çalışma Modları:	Otomatik, Manuel, Ritmik, 1 dk, 1 lead
Veri Transferi:	Kablolu ve/veya 5G/2.G WiFi
Termal Kağıt:	210 mm*140mm Termal Kağıt
Hafıza:	1.000 Ölçüm
Dalga Hassasiyeti:	2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 10/5 mm/mV, 40 mm/mV
Yazdırma Hızı:	5 mm/s, 6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
AC:	100-230 V, 50/60 Hz
DC:	14.8V, 2200 mAh, 36.00 Wh, Dahili Batarya



LE MEDICAL



Kompakt ve Yeni Nesil Tasarım



**DENİZLER
MEDİKAL**

DENİZLER MEDİKAL SAN. VE TİC. A.Ş.

K.bakkalköy Mah. Sevda Sk. Seven Tower No: 1 Kat: 3 Ataşehir / İSTANBUL

T: 0216 577 52 22/25 M: info@denizlermedikal.com

www.denizlermedikal.com