

SeaMed®



EL TİPİ ULTRASON CİHAZI

 **USB**

 **WiFi**

3'Ü 1 ARADA

Lineer
Konveks
Kardiyak

SeaMed

Lineer

Frekans
7.5 / 10 MHz

Derinlik
20-100 mm



Type-C

125 mm
170 g

Konveks

Frekans
2.5 / 5 MHz

Derinlik
90-160 mm

Kardiyak

Frekans
3.2 / 5 MHz

Derinlik
90-305 mm




Android, IOS ve Windows
işletim sistemli ile uyumlu
PC, Tablet ve Telefonlarda
Kullanılabilir



Klinik, hastane odası, acil servis veya ameliyathane gibi yerlerde herkesi, her zaman ve her yerde rahatlıkla tarayabilirsiniz.

Uygulamalar: Abdomen, Kadın Doğum / Jinekoloji, Kardiyak, Böbrek, Üroloji, Göğüs, Tiroid, MSK, Vasküler, Pediatri, Karotis



MyUSG Uygulamasını tüm akıllı cihazlarınıza ücretsiz şekilde kurabilirsiniz

Google Play

DOWNLOAD ON THE
App Store



IP68 Seviyesinde
Su ve Darbe Koruması

2800 mAh
Lityum Batarya

>3 Saat Çalışma
>12 Saat StandBy


Çalışma Modları
B, B+B, B/M,
Color, PW, PDI,
B+Color+PW



Şarj Sırasında
ve Kablolu
Bağlantı İle
Kullanılabilir




Tiroid C Mode




Vasküler PW Mode



Karotid C Mode



Karaciğer B Mode



Kardiyak C Mode



Böbrek C Mode

Prob: Kablosuz Çift Başlıklı Lineer, Kardiyak ve Konveks

Element: Dual 128

Frekans: 3.5/5.0mhz, 7.5/10mhz,2.5/5.0mhz

Derinlik: 90-305mm, 20-100mm, 90-160mm

Programlar: Abdomen, Kadın Doğum, Karıdyak, Üroloji, Böbrek, Akciğer, Tiroid, Küçük Organ, Pediatri, Vasküler, Karotid, Göğüs, MSK, Sinir

Uyumlu Cihazlar: PC, Telefon, Tablet

Bağlantı: USB & WiFi

Ölçümler:

B: Uzunluk, Alan/Çevre, Açı, İz, Uzaklık GA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC)EFW(BPD,FL)

B+M: Kalp atış hızı, Zaman, Mesafe, LVID(LVIDd, LVIDs, EF, SV)

B+PW: Hız, Kalp atış hızı(2), S/D, Derinlik.

Otomatik Damar Akış: PS, ED, TAMAX, TAMEAN, PI, RI, S/D, DIAM, FL

Ayarlanabilir Parametreler: GN(kazanç), D(Derinlik), ENH(Geliştirme), DR(Dinamik aralık), F(Frekans), FocusPos, PRF, WF, Mod, 8TGC, Biyopsi, Annot, Sayfa sol/sağ/yukarı/aşağı.

Placback Kare Hızı: 100, 200, 500, 1000 (opsiyonel)

Görüntüleme Modları: B, B+B, B/M, Color, PW, PDI, B+Color+PWG

Gri Skala: 256 level

WiFi: 802.11g/20MHz/2.4G/5G/450Mbps

Kanal: 64

Kazanım: 40-110Db

Batarya Ömrü: 3 Saat Çalışma, 12 Saat Bekleme

Şarj: USB Şarj ve Kablosuz Şarj

Dayanıklılık: IP68



DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk.

Seven Tower No:1 Kat:3

Ataşehir / İSTANBUL

T : +90 216 577 52 22 **F :** +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com

www.denizlermedikal.com