

AC-5000 Serisi

Binoküler Kolposkop



CE FDA




Aydınlatma Sistemi

F250 objektif lensle 50.000 Lux'un üzerinde maksimum aydınlatma. En yüksek yakınlaştırmada bile yeterli aydınlatmayı sağlar ve daha net görmenizi sağlar. Renk sıcaklığı 5700K, CRI≥%85.



Yatay Ayarlama Fonksiyonu

Yatay ayar yapısına sahip ana ayna, kullanıcının yatay veya açılı olarak gözlem yapmasına olanak sağlar.



Akıllı Tasarım

Çok fonksiyonlu kontrol kolu ; kolposkop başlığının altında yeterli alan tutarak kullanımı kolaylaştırır ve çalışma için yeterli alan sağlar.

Dahili Kablo Tasarımı

Tüm kablolar kollara yerleştirilmiştir, yalnızca kafa bağlantısındaki bazı kablolar açıkta kalır. Daha rahat ve sorunsuz hareket ederek kliniğinizin daha iyi ve kaliteli olmasını sağlar.

Çift HDMI Çıkışı
(Opsiyonel)



Ekran Braketi (Opsiyonel)



AC-5000 SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

	Özellik	Standart	Opsiyonel
OPTİK	Yakınlaştırma	Manuel 5 kademeli (2.6X/ 3.9X/ 6.4X/ 10.3X/ 16.1X)	
	Gözbebekleri Arası Uzaklık	50-75 mm	
	Mercek Alanı	12.5X/18B ; diopter ayarı ile ±7D	10X/21B ; diopter ayarı ile ±7D
	Mercek Teknolojisi	Apokromatik Mercek	
	Objektif Lens	250 - 430 mm	
AYDINLATMA	LED	50.000 saat ve üzer ömürlü LED	
	Nesne Aydınlatma	≥ 50.000 lux (250 mm'de)	
	CRI	≥ %85	
	Renk Sıcaklığı	5.700 Kelvin	
	Aydınlatma Modu	Mavi Filtre/ Yeşil Filtre / Doğal Beyaz Işık	Anti Yansıma Modu / Lazer Filtre
GÜÇ KAYNAĞI	Voltaj	Giriş: AC 100-240V, 50/60Hz, Çıkış: DC12V/3A	
	Giriş Gücü	25-60VA	
STAND	Stand	5 Tekerlekli Mobil	
	Kol	Açılı Kol	
KAMERA			Dahili HD Kamera 1080p / Dahili 4K Kamera 2160p

OPSİYONEL DAHİLİ KAMERA ÖZELLİKLERİ

Sensör	1/1.8" SONY CMOS
Çözünürlük	1920x1080, 60 FPS, (16:9)
Depolama	Harici USB Bellek Bağlanılabilir
Format	JPG, MP4
Basit Fonksiyonlar	Dondur, Fotoğraf, Video, Otomatik Pozlama, Beyaz Dengesi, Geri Oynat
Görüntü Efektleri	Poz Değeri, Parlaklık, Kazanım, Kırmızı Kazanım, Mavi Kazanım, Saturasyon, Kontrast, HDR
Gelişmiş Fonksiyonlar	Yatay Çevir, Dikey Çevir, Uzaklaş, Yakınlaş
Görüntü Aktarımı	WIFI ve HDMI ile Gerçek zamanlı görüntü aktarımı
Sistem Ayarları	Otomatik/otonom adlandırma, kireç göster/gizle, LOGO göster/gizle, sürüm bilgisi, çözünürlük ayarı, Adlandırma Ayarı, sistem güncelleme, fabrika ayarlarına sıfırlama, dahili WIFI/harici WIFI