

HR-501

Automated External Defibrillator



8.5 sn'de EKG
Analizi



Veri Kayıt ve
Depolama



Yetişkin ve
Pediatrik
Hastalara
Uygun





Radian AED (Otomatik Harici Defibrilatör), kardiyak fonksiyon analizi ve gerekirse elektroşok sağlayarak, akut kardiyak arrest gibi akut kalp hastalığında normal kardiyak fonksiyonun iyileşmesine yardımcı olur.

Bir AED olarak Heart Guardian™, kurbanların vücut koşullarının kesin analizini sağlar ve gereken tam şok miktarını yapılandırarak güvenlik ve daha hızlı tepkiler vaat eder.





Hem Yetişkinler Hem De Çocuklar İle Uyumludur

- AED pedleri, yalnızca bir düğmeyi ayarlayarak her yaş ve cinsiyet arasında uyumludur
- Heart Guardian, hastanın boyutuna ve durumuna bağlı olarak iki seviyede kesin şok enerjisi sağlar.

8.5 Saniyede Hızlı ve Doğru EKG Analizi

- Heart Guardian sadece 8,5 saniyede EKG (Elektrokardiyografi) analizi sunar.
- EKG Analizi işlevi, düzensiz kalp dalgalarını %97,8 güvenle algılamayı sağlar ve algılamanın hemen ardından elektrik şarjını başlatır.
- Hastanın empedans seviyelerine dayalı yerleşik şok zamanlama tablosu, en doğru şarj süresini ve şok zamanlaması analizini sağlar.

HR-501 TEKNİK VERİ

EKG Analizi	8,5 sn
Yüksek Kapasite Şarj	8 sn
Şok Çıkışı	150 J (Yetişkin) / 50 J (Pediatrik)
Veri Depolama	40 dk
Veri Aktarma	Bluetooth 2.0
Batarya	12 V DC 4.2 A Li-Mn
Şok Çıkışı	200 Maks.
Ped Tipi	Kendinden Yapışkanlı Tek Kullanımlık Elektrod
Boyut	230 x 320 x 85 mm
Ağırlık	1.9 kg