

BESLEME SETİ

BEACONN

Sıvı Isıtıcı
BH-600A



Sıvı Isıtıcı
BH-601B



Tüm standart LV setler için tasarlanmıştır



Sıcaklık aralığı 35-42°C olarak ayarlanabilir



Ek tek kullanımlık malzeme gerekmez



İki ısıtma mekanizması: ana ünite ve isteğe bağlı ısıtma kılıfı



Besleme pompası ile çalışır, ek adaptöre gerek yoktur



Tek tuşla kullanım



İki ısıtma seviyesi



Besleme pompası BN-702 ile uyumludur

Tek kullanımlık beslenme torbaları/seti



Beslenme torbası seti



Çift torba seti



Vida uçlu spike seti