




AC Empedans Oranı: $< 3 \text{ K } \Omega$ (10Hz)
DC Ofset Voltaj Değeri: $< 100\text{mV}$
İnternal Gürültü Tepe Değeri: $< 150\text{uV}$
24 Saatlik Kullanım Ömrü
Lateks ve PVC İçermez

YETİŞKİN ve PEDIATRİK
HASTALARA
UYGUN

Set Karşılığı BIS Monitörü Anlaşmaları



Treason



- Tek Kullanımlık
- CE, FDA, ISO13485
- BIS Çift kanal
- 4 Elektrot
- 3M Mikroköpük

DENİZLER MEDİKAL SAN. VE TİC. A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah. Seveda Sokak Seven
Tower No: 1 Kat: 3 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0216 577 52 22 - 0216 577 52 25

info@denizlermedikal.com
www.denizlermedikal.com

BIS ELEKTRODLARI



CE

 **DENİZLER
MEDİKAL**