

BN-702 BESLEME POMPASI

Kompakt,hafif ve fonksiyonel tasarımıyla sürekli veya aralıklı enteral besleme uygulamaları için tasarlanmış besleme pompası.



1-600 mL/saat

Akış hızı aralığı

800 g

Ultra hafif tasarım

>15 saat

Batarya çalışma süresi

Öne Çıkan Özellikler

BN-702, besleme süreçlerinde kullanım kolaylığı ve fonksiyonel kontrol sunan özellikleri bir araya getirir.

Otomatik Flushing Fonksiyonu	Programlanabilir flushing (yıkama/temizleme) fonksiyonu.
Anti-Free Flow Tasarımı	Serbest akışı önleyen tasarım.
Sürekli ve Aralıklı Besleme	Farklı besleme ihtiyaçlarına uygun sürekli ve aralıklı besleme modları.
Geniş Akış Hızı Aralığı	1 mL/saat – 600 mL/saat akış hızı.
Kompakt ve Ultra Hafif	Avuç içi boyutunda kompakt tasarım ve yalnızca 800 g ağırlık.
Uzun Batarya Süresi	15 saatin üzerinde batarya çalışma süresi.
Bağlantı Seçenekleri	USB bağlantı noktası ve opsiyonel WiFi bağlantısı.
Esnek Kullanım	Ayakta kullanım veya IV direğine monte edilebilme.
Opsiyonel Besleme Isıtıcısı	İhtiyaca göre opsiyonel besleme ısıtıcısı.

Tek Kullanımlık Besleme Setleri

BN-702 besleme pompası için tek kullanımlık besleme seti çeşitleri:



Besleme Torbası Seti



İkili Set



Vidalı Spike (Delici Uçlu) Set