



MADE IN
SOUTH KOREA

BT-200 FETAL DOPPLER



www.denizlermedikal.com





TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk: $<10 \text{ mW/cm}^2$

Nabız Ölçüm Aralığı: 50~240 bpm

Ölçüm Hassasiyeti: $\pm 2\%$

Uygun Ölçüm: 10-12 Hafta ve sonrası

Dahili Kulaklık Çıkışı

Suya Dayanıklı Problar

2 adet 1.5 V AAA Pil ile Çalışır

190 gr Ağırlık

128x75x26 mm Boyur

Tek Elle Kontrol

Helezonik Kablo

2 Mhz Prob



DENİZLER MEDİKAL SAN. VE TİC. A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Sevdâ Sokak
Seven Tower No: 1 Kat: 3 Ataşehir / İSTANBUL

Tel: 0216 577 52 22 - 0216 577 52 25

Fax: 0216 577 52 21

info@denizlermedikal.com

www.denizlermedikal.com