

# BT-770 HASTABAŞI MONİTÖRÜ



## 12.1" Multi-Parametre Hastabaşı Monitörü EKG, Resp., SpO<sub>2</sub>, NIBP, TEMP



Çift Ekranlı Merkezi İzleme İstasyonu



12.1" Dokunmatik Ekran

BT-770		
<b>KATEGORİ</b>		HASTABAŞI MONİTÖRÜ
<b>EKRAN</b>		12.1" Renkli LCD Dokunmatik
<b>EKG</b>	Lead	5 Lead
	Kazanım	x0.125, x0.25, x0.5, x1, x2, x4, oto
	Tarama Hızı	12.5, 25, 50 mm/sn
	Bant Geniřliđi: Tanı Modu	0.5 - 130 Hz
	Takip Modu	0.5 - 40 Hz
	Cerrahi Modu	1 - 25 Hz
	Güçlü Mod	5 - 20 Hz
	HR Aralığı	Yetiřkin: 15 -300 bpm Pediatrik / Yenidođan: 15-350 bpm
<b>RESP.</b>	Metod	Trans-Toraks Empedans
	Ölçüm Aralığı	0 - 120 rpm
	Tarama Hızı	6.25, 12.5, 25
<b>SpO2</b>	Ölçüm Aralığı	0 - 100%
	Hassasiyet (70 -100 %)	Yetiřkin / Pediatrik: ±2% Yenidođan: ±3%
	Perfüzyon Endeksi	0.05 - 20%
	PR Aralığı	25 - 250 bpm
<b>NIBP**</b>	Metod	Otomatik Osilometrik
	Çalıřma Modu	Manuel / Oto / STAT
	Parametre	Sistol, Diyastol, Ortalama
	Sistolik Aralık	Yetiřkin: 40 - 270 mmHg
		Pediatrik: 40 - 200 mmHg
		Yenidođan: 40 - 130 mmHg
	Diyastolik Aralık	Yetiřkin: 10 - 210 mmHg
		Pediatrik: 10 - 160 mmHg
Yenidođan: 10 - 90 mmHg		
Ortalama Aralık	Yetiřkin: 20 - 230 mmHg	
	Pediatrik: 20 - 175 mmHg	
	Yenidođan: 20 - 100 mmHg	
<b>TEMP</b>	Ölçüm Aralığı	0 - 50°C
	Parametre	T1, T2 ve TD
<b>IBP*</b>	Kanal	2 Kanallı / 4 Kanallı
	Ölçüm Aralığı	-50 - 400 mmHg
<b>YAZICI*</b>	Tip	Termal
	Yazdırma Hızı	12.5, 25, 50 mm/sn
	Kağıt Boyutu	50 mm
<b>CO2*</b>	Metod	Masımı ISA / Bistos
	Ölçüm Aralığı	Masimo IRMA / Bistos
<b>ÇOKLU GAZ / O2*</b>		Masimo ISA
<b>SpO2 - MASIMO*</b>		Masimo SpO2
<b>CO2*</b>	Metod	Termodilüsyon
	Ölçüm Aralığı	0.2 - 20 L/dk
<b>BATARYA</b>	Tip	Li-Ion 4400mAh
	Şarj Süresi	4 Saat
<b>ARAYÜZ</b>		RJ45, USD, Hemşire Çađrı