

C10 KABLOSUZ MESANE PROBU

Tek Tuşla **AI** Mesane Ölçümü



■ IOS Uyumlu Uygulama



■ Özellikler

- C10 Kablosuz Mesane Tarayıcı, hızlı ve güvenilir sonuçlar için yapay zeka destekli, tek tuşla mesane hacmi ölçümü özelliğine sahip yeni nesil bir cihazdır.
- Prob bir Wi-Fi erişim noktası işlevi görerek, kablosuz tarama için doğrudan iPad bağlantısı sağlar.
- Dahili Wi-Fi ve 2200 mAh lityum pil.

Teknik Özellikler

Kullanım Amacı:

Mesane görüntülemesi ve hacim ölçümü



Batarya Kapasitesi: 2200 mAh
Sürekli Çalışma Süresi: 2 Saat
Sıvı Geçirmezlik: IPX7
Frekans: 5 MHz
Görüntü: Tablet/Telefon
Tarama ve işleme: <2 sn



DENİZLER MEDİKAL SAN. VE TİC. A.Ş.

K.bakkalköy Mah. Sevdâ Sk. Seven Tower No: 1 Kat: 3 Ataşehir / İSTANBUL

T: 0216 577 52 22/25 M: info@denizlermedikal.com

www.denizlermedikal.com

Kutu İçeriği

Standart
C10 Kablosuz Ultrason Probu
USB Şarj Kablosu
Kullanma Kılavuzu
Ultrason Jeli
Opsiyonel
Trolley

Tarama Modu: Array Probe 4D Görüntüleme
Desteklenen Sistemler: IOS
Ölçüm Aralığı: 50 ml - 2000 ml
Otomatik Ölçüm Hata Oranı: $\pm 5\%$
Tarama Görüntüleme Hızı: 15 fps
Opsiyonel Harici Printer Bağlantısı