




SeaMed[®]

CM-1329


DUVARA MONTE TANSİYON ALETİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


- » Uzaktan Okunabilen Büyük 300 mm Skala
- » Hava Boşaltma Musluğu
- » 3 Metreye Kadar Uzanabilen Spiral Hortum Latex İçermeyen Şişirme Sistemi
- » Civa İçermez Yapı
- » Ömür Boyu Kalibrasyon Garantisi
- » 5 Yıl Tıbbi Cihaz Garantisi



Opsiyonel Aksesuar
Sepeti



6''inç Genişliğinde
Lüminesans Kadran
3 m uzayan spiral
hortum



Üstten Kızaklı ve Geçme
Tip Montaj Aparatı
Duvara ve Raya Kolay
Montaj


**DENİZLER
MEDİKAL**

DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL
T : +90 216 577 52 22
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com
www.denizlermedikal.com