



КОНВЕКСНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ КАРМАННЫЙ УЛЬТРАЗВУК

Более профессиональное изображение
с 192-элементным пробником



Термостойкое специальное
охлаждающее покрытие

Противоскользящие
накладки


Длительное время работы от двух
аккумуляторных ячеек емкостью 4200 мАч



Совместим с операционными системами Android, iOS и Windows. Может использоваться на ПК, планшетах и смартфонах.

 **IP68**

Уровень защиты от воды и пыли IP68. Корпус обеспечивает максимальную защиту от пыли и ударов, разработан для защиты устройства даже при продолжительном нахождении под водой.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проба: Беспроводная Конвексная Проба

Элементы: 192

Частота: 3.5- 5 МГц

Глубина: 90-305 мм

Хост: IOS/Android/Windows, Планшет, Смартфон, ПК

Подключение: WiFi

Настройки программного обеспечения: Усиление (GN)
Глубина (D), Улучшение (ENH), Динамический диапазон (DR),
Частота (F), Положение фокуса (FocusPos),
Частота повторений импульсов (PRF), Поле зрения (WF),
Режим (Mode), 8-канальный графический усилитель (8TGC),
Биопсия (Biopsy), Аннотация (Annote)

Измерение

В: Длина, Площадь, Периметр, Угол, Трасса, Расстояние

В+М: Сердечный ритм, Время, Расстояние

В+PW: Сердечный ритм (2), S/D, Глубина

Частота воспроизведения: 100, 200, 500, 1000 (опционально)

Режим отображения: В, В/М, Цветной, PW, PDI, В+В

Тип WiFi: Встроенный WiFi, 802.11g/20МГц/5ГГц/450Мбит/с

Канал: 64

Кадр: 24 к/с

Усиление: 40-110 дБ

Питание: от встроенной батареи 4200 мАч

Заменяемая батарея: Да

Время работы батареи: 3 часа (в рабочем режиме),
12 часов (в режиме ожидания)

Зарядное устройство: Беспроводное зарядное устройство,
USB-кабель

Охлаждающее покрытие: Да

Водонепроницаемость: IP68

Антискользящий дизайн: Да, 4 стороны