

BT-720

KONSOL TİPİ PULSEOKSİMETRE




4.3" Konsol Tipi Pulseoksimetre

SpO₂, Masimo SpO₂, NIBP


Dokunmatik Ekran/ Portatif Tasarım /
PC Arayüzü



Portatif Tasarım




SpO₂



SpO₂+NIBP

TEKNİK VERİ			
BT-720			
Ekran		4.3" Dokunmatik Ekran	
SpO2	Ölçüm Aralığı		0-100%
	Doğruluk (70-100%)	Yetş./Pedi.	±2%
		Yeni Doğ.	±3%
	Perfüzyon		0.05-20%
	Nabız Aralığı		25-250
NIBP**	Ölçüm		Otomatik Osilometrik
	Çalışma Modu		Manuel/Oto/STAT
	Parametre		Sistolik, Diastolik, Ortalama
	Sistolik Aralık	Yetş.	40-270 mmHg
		Pedi.	40-200 mmHg
		Yeni Doğ.	40-130 mmHg
	Diastolik Aralık	Yetş.	10-210 mmHg
		Pedi.	10-160 mmHg
		Yeni Doğ.	10-90 mmHg
	Ortalama Aralık	Yetş.	20-230 mmHg
		Pedi.	20-175 mmHg
Yeni Doğ.		20-100 mmHg	
Masimo SpO2*		Masimo SpO2	
Batarya	Tip		Li-Ion (4400 mAh)
	Çalışma Süresi		8 Saat
	Sarj Süresi		8 Saat
PC Arayüz		RJ45, USB, SD Kart	
Garanti		2 Yıl	


* İşaretli Parametreler Opsiyoneldir



Trend Grafik

Time	SpO2	PR	ET	FI	awRR	mmHg
-01-2016 00 00						
-01-2016 00 01						
-01-2016 00 00						
-01-2016 00 01						
-01-2016 00 00						
-01-2016 00 02						
-01-2016 00 01						
-01-2016 00 00						
-01-2016 00 01						
-01-2016 00 00						
-01-2016 00 05						
-01-2016 00 04						

Trend Tablo



PC Arayüz