

WWW.CHISON.COM



# ECO6

Daha Gelişmiş Daha Güçlü

# *Daha Gelişmiş Daha Güçlü*

ECO ailesinin yeni üyesi olarak. ECO6, daha iyi hasta bakımı sağlamak için bu ultra kompakt gövdenin içine daha gelişmiş özellikler ve yetenekler ekleyerek kullanıcıların en sık talebini değerlendirdi.



# Kolay Kullanılabilir



**TEK TUŞ** ile otomatik ön ayar ile istenen uygulamayı seçmek



**TEK TUŞ** ile görüntüyü otomatik olarak optimize etmek



**TEK TUŞ** ile hareketsiz görüntüyü ve CiNE döngüsünü kaydetmek



**TEK TUŞ** ile ölçüm



**TEK TUŞ** ile rapor



**TEK TUŞ** ile PC veya video yazıcıya yazdırmak (bkz. sayfa 4)







# Daha Güçlü


- Karın, OB/GYN, Üroloji, Kardiyak
- Fazlı Dizi Probu
- CW, TDI, BIBC, Super Needle
- 2D Yönlendirme, Üç Yönlü, Otomatik IMT, Otomatik PW İzleme, CPA, DPD




ECO6



Tiroid, CPA Modu




Karotid, 2D Yönlendirme




Karotid, Tripleks




Karaciğer, B Modu



Karaciğer, Renk Modu




Böbrek, B/BC Modu



Kardiyak, B/BC Modu



Karaciğer, PW Modu



Kardiyak, PW Modu



2.5MHz-5.0MHz  
Konveks C3 A



5.3MHz-10.0MHz Lineer  
L7M-A



5.3MHz-11.0MHz Lineer  
L7S-A



4.5MHz-8.0MHz Transvajinal  
V6-A



5.0MHz-10.0MHz Trans-Rektal  
R7-A



2.5MHz-4.5MHz Phased Array  
P3 A



2.5MHz-5.0MHz Mikro-Konveks MC3-A



4.5MHz-8.0MHz Mikro-Konveks MC6-A

CHISON Medical Technologies Co., Ltd.

Sales & Service Contact Address:

No.9, Xinhuihuan Road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu, China 214028

TEL : 0086-510-85310593 / 85310937

FAX : 0086-510-85310726

EMAIL : export@chison.com.cn

  
DENİZLER  
MEDİKAL

DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk.  
Seven Tower No:1 Kat:3  
Ataşehir / İSTANBUL  
T : +90 216 577 52 22  
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com  
www.denizlermedikal.com