

Narigmed

Profesyonel fizyolojik izleme çözümü sağlayıcısı



FRO-200

PARMAK TİP PULSEOKSİMETRE

Teknik Özellikler

Güç

2x AAA Pil, Min. 24 Saatlik Kullanım Süresi

Sıvı Koruma Derecesi

IP22

Sıcaklık

Çalışma Ortamı; 0 ~ 40°C
Saklama Ortamı; -20 ~ 60°C

Ortam Nem Oranı

Çalışma Ortamı; 15 ~ 95%
Saklama Ortamı; 15 ~ 95%

Ölçüler

62mm x 35mm x 31mm
<75 gr (Piller Dahil)

SpO₂ Ölçüm Aralığı

0 ~ 100 %

SpO₂ Ölçüm Hassasiyeti

Hareketsiz Ölçüm; 70% ~ 100% ±2%
Hareketli Ölçüm; 70% ~ 100% ±3%
Düşük Perfüzyon; 70% ~ 100% ±2%
*0% ~ 69% Tanımsız

PR (Nabız) Ölçüm Aralığı

25 bpm ~ 250 bpm

PR (Nabız) Ölçüm Hassasiyeti

Hareketsiz Ölçüm; 25bpm ~ 250bpm ±2bpm
Hareketli Ölçüm; 25bpm ~ 250bpm ±4bpm
Düşük Perfüzyon; 25bpm ~ 250bpm ±2bpm



Her Yönde
İzlenebilir
Ekran



Antibakteriyel
İç Silikon
&
Uzun Ömürlü
Mandal Mekanizması



Askı İpi
Kutu İçeriğinde
Dahildir



Batarya Koruma
Özelliği ile
8sn'de Otomatik
Kapanma



SpO₂ ve PR
Trend Grafiği

 DENİZLER
MEDİKAL

DENİZLER MEDİKAL SAN. VE TİC. A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Sevda Sk. Seven Tower NO:1/3 Ataşehir / İstanbul

T: 0216 577 5222

F: 0216 551 5544

info@denizlermedikal.com