

**zumax**


**CE FDA**



# **HL8000**

## **MEDİKAL**

### **KAFA LAMBASI**



**DENİZLER**  
**MEDİKAL**

# HL8000 Kafa Lambası



HL8000

- ▶ Işık Kaynağı: Geleneksel Halojen aydınlatmanın ısısını içermeyen LED lambamız. 5000 Kelvin renk sıcaklığına sahip bu ışık, parlak, beyaz, gölgesiz ışık sağlayarak doktorun doku özelliklerini bozulmadan görmesini sağlar.
- ▶ Sürekli olarak ayarlanabilen nokta boyutu ve parlaklık kontrolü.
- ▶ Doğrudan güç kaynağı olmadan kullanılabilen şarj edilebilir Lityum pili kullanarak kafa lambası çalıştırma esnekliğinin keyfini çıkarın. En konforlu hafif kafa lambalarından biridir ve her türlü ameliyata uygundur.
- ▶ Zumax'ın tüm Binoküler Loop ürünleri ile uyumludur.
- ▶ Akıllı tasarım, mobil tanı için uygun yapı.

Optik Özellikler	
420 mm mesafedeki ışık noktasının çapı	20-80mm
200mm çal ma mesafesinde ayd nlatma	>75.000 Lx
Ayarlanabilir Aralık	
Değişim mesafesi	12.5mm
Aydınlatma Yönü	Dikey Yönde $\pm 25^\circ$
Ağırlık	
Kafa Bandı Hariç Ağırlık	69g
Elektriksel Özellikler	
Işık Kayna	Son derece parlak ışık 5W LED ömrü 20.000 saat sürekli kullanım
Batarya	7.2V Lithium Batarya
Batarya Ömrü	> 2.5 saat
Giriş Voltajı	100-240VAC
Maks. Giriş Voltajı	15VA
Elektriksel Güvenlik Standart	IEC60601 1, class II equipment




6500 K°



5000 K°



Sarı Filtre (Opsiyonel)



Parlaklık Ayar Tuşu



Zumax'ın tüm Dürbün Büyüteçlerine uyum sağlar