

XM550/750 Masimo SET HASTABAŞI MONİTÖRÜ



Hwatile

DENİZLER
MEDİKAL

Hwatile

Temel sağlık bakımı modeli



XM550/XM750
Hastabaşı Monitörü

XM550

Hastabaşı Monitörü

AKILLI, HAFİF, KOLAY KULLANIM

Başucu için uygun , Yoğun Bakım Ünitesi , Ameliyathane



Ürün Özelliği

- Standart parametreler: EKG, NIBP, RESP, PR, SpO2, TEMP
- Renkli ve Net 12.1' ve 10.4' TFT ekran, Arka aydınlatma düğmeleri
- İsteğe bağlı çoklu görüntüleme modları: Standart arayüz, Büyük yazı tipi, EKG standart tam ekran. OXY, Trend tablosu, BP trendi,
- Ambulans kan basıncı teknolojisi, hareket karşıtı
- Yüksek frekanslı cerrahi üniteye karşı özel tasarım ve defibrilasyon koruması
- Masimo SpO2 yetkilendirme ortağını destekler
- 13 çeşit aritmi analizi
- 15 çeşit ilaç dozu hesaplaması
- Çeşitli dillerde işletim sistemi
- Dahili çıkarılabilir şarj edilebilir lityum pil 4 saat pil ömrü
- Kablosuz ve kablolu modla CMS, diğer yatak gözlemi ve yazılım güncellemesi bağlama

Veri Depolama-istikrarlı ve hızlı

- 8000 grup NIBP ölçümü
- 680 saat Trend verileri ve Trend grafikleri
- 200 grup Alarm olaylarının incelenmesi
- 2 saat Dalga formlarının incelenmesi
- Uzak Aritmi analizini ve ilaç dozu hesaplamasını destekler

Alarm - daha güvenli ve güvenilir

- 3 seviyeli Sesli ve görsel alarm



Taşınabilir sap tasarımı
Hafif taşınabilir,
her açıdan pratik.
kolay kullanım

- XM750/550 Yetişkin, Pediatrik ve Yenidoğan için uygundur.
- Güvenilir kalite, tutarlılık, güven verir
- Güçlü depolama kapasitesi veri güvenliğini sağlar.
- Hwatime Medical kaliteyi temel alır, yaratıcı Ar-Ge'ye güvenir, insan dostu ürünler üretir ve doktorların güvenilir ortağıdır.



İnvaziv olmayan kan basıncı listesi arayüzü



Standart Arayüz



Viewbed Arayüzü



Büyük yazı tipi arayüzü



Eğilim Diyagramı



OxyCRG arayüzü



Destek
HD, VGA, USB
İnternet Bağlantı Çıkışı



Çift İnvaziv Kan Basıncı (İKB)
Çift kanallı ölçümün benimsenmesi ve şiddetli hastalarda kan basıncı değişiminin sürekli test edilmesi



Güç
Arka ışık düğmesi tasarımı