


IMA Retraktör (RJ-311-00)



- Tutmak için herhangi bir ek kola ihtiyaç duymaz.
- Üst tutma pimi sayesinde kolayca konumlandırılabilir ve bıçak (blade) değişimi hızlı bir şekilde yapılabilir.
- Farklı boyutlardaki 3 adet bıçak sayesinde internal mammary arterin (IMA) tam ve rahat diseksiyonunu sağlar.
- Anastomoz işleminin gerçekleştirilebilmesi için üzerine bir stabilizatör sabitlenebilir.
- Kolay temizlik ve sterilizasyon için tamamen sökülebilir yapıdadır.
- Aşağıdaki 3 farklı boyutta bıçak ile birlikte teslim edilir:
- 65 x 40 mm
- 85 x 40 mm
- 110 x 40 mm