

PC900B

Kapnograf ve Oksimetre (sidestream)



PC software for data review and analysis



Wireless connection to bluetooth printer



ÖZELLİKLER

- 3.5" TFT ekranda ETCO2, RR, SpO2, PR izleme;
- Sıcaklık , basınç kompensasyon sistemi ; sıfırlama ile tekrar ayarlama;
- Akciğer basıncı ve sıcaklık kompensasyonu (BTPS);
- Entübe ve entübe olmayan hastalarda kullanılabilme;
- 24 saatlik Grafik trend kaydı

MoveOxy™ Teknolojisi

MoveOxy teknolojisi ile ileri düzey dijital SpO2 el tipi kapnograf cihazı; güvenilir SpO2, ETCO2, nabız ve oksimetre ölçümleri ile birçok monitör fonksiyonunu yerine getirebilir.

- Hareketli durumlarda & düşük nabız sinyalinde doğru güvenilir ölçüm.
- Grafik trend ve dalga formu ile izleme.



Havayolu Adaptörü



Su Filtresi



Nazal Kanül



Örnekleme Hattı



SpO2 Sensor



Koruyucu Kauçuk Kılıf

