


KONVANSİYONEL LARİNGOSKOP SETLERİ - MILLER



- Blade ucundan ampul aydınlatma
- 2.5 - 3.5 V Beyaz LED Ampul
- 2 adet AA Boy pil ile kullanılabilir
- Keskin olmayan eğimli bıçaklar
- 134°'de Otoklavlanabilir dezenfektan solüsyona dayanıklı
- 00-0-1 Numara Blade ve Medium Handle'dan oluşan set.
- Dayanıklı plastik taşıma çantası

