

BİNOKÜLER İNDİREKT OFTALMOSKOP

- LED ışık kaynağı: Binoküler indirekt oftalmoskoplarda (BIO) bulunan en parlak ve en uzun ömürlü lamba kaynaklarından biridir.
- Kullanıcı konforu ve performansı: Öncelikli olarak kullanıcı konforu ve performansı düşünülerek tasarlanmıştır.
- Ergonomik kafa bandı: Kullanıcının baş yapısına uyum sağlayacak şekilde anatomik olarak tasarlanmıştır. Daha iyi stabilite ve konfor sunan, piyasadaki en konforlu ve en doğal uyum sağlayan kafa bantlarından biridir. Optik parçalar küçük ve hafif olduğundan, kullanım sırasında dengeli bir ağırlık dağılımı sağlar.
- Yakınsama kontrolü: Küçük göz bebeklerinde daha iyi odaklanma için yakınsama kontrolü.
- Difüzör filtresi: Retinanın çevresel alanının görüntülenmesini iyileştirmek için difüzör filtresi.
- Akıllı tasarım: Mobil teşhis ve muayeneler için kullanışlı tasarım.
- Aydınlatma demeti açısı: 4°.
- Işık lekesi boyutları: Küçük, orta, büyük ve difüzör.
- Filtreler: Kırmızıdan arındırılmış (red-free), kobalt mavisi, sarı ve polarizasyon filtreleri.
- PD aralığı (göz bebekleri arası mesafe): 46–74 mm.
- 500 mm çalışma mesafesinde aydınlatma şiddeti: ≥ 2000 lx.
- Başlık ağırlığı (batarya dâhil): 400 g.
- Batarya şarj süresi: En fazla 5 saat.

