

### Teknik Özellikler

Model:

Işık yoğunluğu :  
Lamba başlık çapı :  
Renk sıcaklığı :  
Işık ayarı :  
Işık fokal spot ayarı  
Aydınlatma alan çapı :

Uzatma kolu mesafesi :  
Işık kaynağı :  
Güç tüketimi :  
Giriş Voltajı :  
Mevcut konfigürasyonlar :  
Renk :  
Batarya (Opsiyon) :

Plastik Ayak  
5 Tekerlek

  
**DENİZLER  
MEDİKAL**


KS-Q5N(5W)

2500-70000lux Mesafe=40cm  
40mm  
5500- 6000K  
Dimmer ile kademeli olarak  
Lamba başlığı üzerinden kontrol  
maksimum 280mm  
minimum 60mm Mesafe=40cm  
100cm esnek  
1 LED ( Odaklama Ayarlı )  
5W  
110V-265V 50/60Hz  
Seyyar, Duvara Monte, Masaya Monte , Raya Monte  
Siyah  
Şarj süresi: 6 Saat  
Batarya süresi: 4 Saat

**DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.**

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk.  
Seven Tower No:1 Kat:3  
Ataşehir / İSTANBUL  
T : +90 216 577 52 22  
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com  
www.denizlermedikal.com



**SeaMed®**



**SeaMed KS-Q5N LED**  
Muayene Lambası