

## El Tipi SpO<sub>2</sub> Monitörü



### Anti-Hareket Hassasiyeti

Hareket altında bile hassas ölçümler



### Düşük Perfüzyon

Düşük perfüzyon koşullarında bile hassas ölçüm sağlar (PI≥0,025%)



### Kompakt ve Küçük

Kullanımı kolay ve sezgisel, yerden tasarruf sağlayan tasarım



### Yenidoğana Özel

Yenidoğanlara özel tasarlanmış izleme sistemi ve algoritması



### Muli-Parametre

SpO<sub>2</sub>, PR ve RR'nin gerçek zamanlı izlenmesi



### Ekran ve Uyarılar

Kolay görüntüleme için 3" renkli ekran, klinisyenlerin SpO<sub>2</sub> takibi için değişken tonlu sesli uyarılar ve erteleme fonksiyonu ile donatılmış

# Teknik Özellikler

## SpO2 Ölçüm Aralığı

1% - 100%

## SpO2 Ölçüm Hassasiyeti

$\pm 2\%$  (70% - 100%)

## PR (Nabız) Ölçüm Aralığı

30 - 250 bpm

## PR (Nabız) Ölçüm Hassasiyeti

$\pm 2$  bpm veya  $\pm 2\%$  (hangisi büyük ise)

## Anti-Motion Performansı

SpO2;  $\pm 3\%$

PR;  $\pm 4$  bpm veya  $\pm 4\%$

## Düşük Perfüzyon Performansı (PI=0.1%)

SpO2;  $\pm 2\%$

PR;  $\pm 2$  bpm veya  $\pm 2\%$

## Solunum Hızı Ölçüm Aralığı

4 - 70 rpm

## Alarmlar

Düşük/Yüksek SpO2, Düşük/Yüksek PR, Prob Hatası vb.

## Dahili Batarya

Şarj edilebilir, Type-C, 5V DC

## Güç Tüketimi

<500 mA



Anti-Motion Özelliği ile  
Hareketli Hastlarda  
Başarılı Ölçüm



**IPX2**  
Sıvı Koruması



Opsiyonel Prob Seçenekleri



**DENİZLER  
MEDİKAL**

**DENİZLER MEDİKAL SAN. VE TİC. A.Ş.**

Küçükbakkalköy Mah. Sevda Sk. Seven Tower NO:1/3 Ataşehir / İstanbul

T: 0216 577 5222

F: 0216 551 5544

info@denizlermedikal.com

www.denizlermedikal.com