

El Tipi SpO₂ Monitörü



Anti-Hareket Hassasiyeti

Hareket altında bile hassas ölçümler



Düşük Perfüzyon

Düşük perfüzyon koşullarında bile hassas ölçüm sağlar (PI≥0,025%)



Kompakt ve Küçük

Kullanımı kolay ve sezgisel, yerden tasarruf sağlayan tasarım



Yenidoğana Özel

Yenidoğanlara özel tasarlanmış izleme sistemi ve algoritması



Muli-Parametre

SpO₂, PR ve RR'nin gerçek zamanlı izlenmesi



Ekran ve Uyarılar

Kolay görüntüleme için 3" renkli ekran, klinisyenlerin SpO₂ takibi için değişken tonlu sesli uyarılar ve erteleme fonksiyonu ile donatılmış

Teknik Özellikler

SpO2 Ölçüm Aralığı

35% - 100%

SpO2 Ölçüm Hassasiyeti

$\pm 2\%$ (70% - 100%)

PR (Nabız) Ölçüm Aralığı

30 - 250 bpm

PR (Nabız) Ölçüm Hassasiyeti

± 2 bpm veya $\pm 2\%$ (hangisi büyük ise)

Anti-Motion Performansı

SpO2; $\pm 3\%$

PR; ± 4 bpm veya $\pm 4\%$

Düşük Perfüzyon Performansı (PI=0.1%)

SpO2; $\pm 2\%$

PR; ± 2 bpm veya $\pm 2\%$

Solunum Hızı Ölçüm Aralığı

4 - 70 rpm

Alarmlar

Düşük/Yüksek SpO2, Düşük/Yüksek PR, Prob Hatası vb.

Dahili Batarya

Şarjedilebilir, Type-C, 5V DC

Güç Tüketimi

<500 mA



Anti-Motion Özelliği ile
Hareketli Hastlarda
Başarılı Ölçüm



IPX2
Sıvı Koruması



Opsiyonel Prob Seçenekleri



**DENİZLER
MEDİKAL**

DENİZLER MEDİKAL SAN. VE TİC. A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Sevda Sk. Seven Tower NO:1/3 Ataşehir / İstanbul

T: 0216 577 5222

F: 0216 551 5544

info@denizlermedikal.com