

# Perfect Aneroid Tansiyon Aleti

önleme • izleme • terapi • profesyonel



- Manşet içliği ve hortumlar kaliteli malzemeden imal edilmiştir.
- Manşet içlikleri, 8,5 cm ± 0.5cm ve 17 cm ±1 cm ebatlıdır.
- Manşet, 11 cm ve 38 cm ebatlıdır.
- Manşetler rahatlıkla yıkanabilir.

- Manometre haznesi, puar kaşığı nikel kaplama ve kromajlanmıştır
- Puar kaf kesesini kolayca şişirmektedir.
- Hava musluğu vida ile sabitlenmiş olup sonuna kadar gevşetirse de çıkmaz



**50mm çapında hassas şekilde sıfıra ayarlanmış manometre ekranı**



**Krom kaplı piring hava tahliye valfi**



**Mikro tornavida ile manometre ayarı**



**Taşıma çantası**

Ölçüm Skalası : 0-300mmHg  
Çift tüp teknolojisi  
Krom kaplama gövde  
Luer konektör sistemi

  
**DENİZLER  
MEDİKAL**

**DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.**

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk.  
Seven Tower No:1 Kat:3  
Ataşehir / İSTANBUL  
T : +90 216 577 52 22  
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com  
www.denizlermedikal.com