

## Multiparametre Hastabaşı Monitör

## PM12B



### SpO<sub>2</sub>

- Ölçüm Aralığı: 0~100 %
- Çözünürlük: 1%
- Hata Oranı: 70%~100% (±2%)
- PR: 20-250 bpm
- Çözünürlük: 1 bpm
- Hata Oranı: ±3 bpm

### Opsiyonel

- Termal Yazıcı
- Merkezi Monitör Sistemi
- IBP
- EtCO<sub>2</sub>
- 12-lead ECG
- Nellcor SpO<sub>2</sub>

### Özellikler

- Dokunmatik Ekran ile Kolay Kullanım
- 12.1 inç Yüksek Çözünürlüklü Renkli TFT LCD Ekran
- USB Arayüzü ile Kolay Veri Transferi ve Güncelleme İmkânı
- Merkezi Monitör Sistemi ve HL7 Uyumlu
- Üç Farklı Çalışma Modu; Monitör, Tanı ve Cerrahi
- Kullanıcı Dostu Arayüz
- Farklı Görüntüleme Modları; Standart, Full ECG, OxyCRG, Trend Grafiği ve NIBP Trend
- 3 Saatlik Kullanım Ömrü Sunan Dahili Batarya
- Harici Görüntüleme için VGA Portu

### Teknik Özellikler

#### EKG

- Lead Mod: 3-lead, 5-lead
- Kazanım: 2.5 mm/V, 5 mm/V, 10 mm/V, 20 mm/V
- Yetişkin HR: 15~300 bpm
- Ped./Yenidoğan: 15~350 bpm
- Çözünürlük: 1 bpm
- Hata Oranı: ±1%
- ST Ölçüm Oranı: -2.0~+2.0 mV
- Tarama Hızı: 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
- Bant Genişliği;
  - Tanı: 0.05~130 Hz
  - Monitör: 0.5~40 Hz
  - Cerrahi: 1~20 Hz

### NIBP

- Ölçüm Metodu: Osilometri
- Ölçüm Modu: Manuel, Oto, STAT
- Birim: mmHg, kPa
- Ölçüm ve Alarm Modları
- YETİŞKİN
  - SYS 40~220 mmHg
  - DIA 10~160 mmHg
  - MEAN 20~170 mmHg

#### PEDİATRİK

- SYS 40~220 mmHg
- DIA 10~160 mmHg
- MEAN 20~170 mmHg

#### YENİDOĞAN

- SYS 40~135 mmHg
- DIA 10~100 mmHg
- MEAN 20~100 mmHg

- Çözünürlük: 1 mmHg
- Hata Oranı: ±5 mmHg

### TEMP

- Ölçüm Aralığı: 0~50 °C
- Çözünürlük: 0.1°C
- Hata Oranı: ±0.1°C

### STANDART PARAMETRE

- EKG, RESP, TEMP, NIBP, SPO<sub>2</sub>, PR

### RESP

- Ölçüm Metodu: RA-LL veya RA-LA
- Aralık Empedansı
- Ölçüm Aralığı
  - YETİŞKİN: 10~120 BrPM
  - Neo./Ped.: 7~150 BrPM
- Çözünürlük: 1 BrPM
- Hata Oranı: ±2 BrPM

  
**DENİZLER  
MEDİKAL**

**DENİZLER MEDİKAL SAN. VE TİC. A.Ş.**

K.Bakkalköy Mah. Sevda Sk. Seven Tower No:1 Kat:3

Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 577 52 22 - 25 Fax: 0216 577 52 21

info@denizlermedikal.com

www.denizlermedikal.com