

PM12D SERİSİ



PM12D Serisi

— 12 inch/13 inch/14 inch —



Güçlü | Yenilikçi | Pratik

Ürün Özellikleri

	PM12D Serisi		
Ekran Boyutu	12 inch	13 inch	14 inch
Çözünürlük	1366*768	1920*1080	1920*1080
Standart Konfigürasyon	3/5 -Lead ECG Le Medical SpO ₂ 、PR、TEMP、NIBP、RESP		
Ağırlık	<4 kg	<5 kg	<6 kg
Güç Kaynağı	100~240V, 50/60 Hz		

Aksesuar Saklama Kutusu

Aksesuar kutusu ile donatılan cihaz, sağlık personelinin aksesuarları daha kolay saklamasını ve hızlı bir şekilde çıkarmasını sağlar.




Devrim Niteliğinde Kapasitif Dokunmatik Ekran



Hassasiyet



Netlik



Kullanım Kolaylığı

Parmaklarınızın ucunda hassasiyet ve netlik. Yüksek çözünürlüklü ekran, her detayı canlı bir şekilde sunarak gerçek anlamda sürükleyici bir görüntüleme deneyimi sağlar.


Kullanım Amacı

Çok parametrelili hasta monitörü; ameliyathane, yoğun bakım üniteleri (ICU) ve koroner yoğun bakım ünitelerinde (CCU) kritik hastaların izlenmesi için tasarlanmıştır. Hasta grupları yetişkin, çocuk ve yenidoğan olabilir.




Çok Parametrelı Hasta Başı Monitörü Standart Parametreler ECG, RESP, TEMP, NIBP, SPO , PR, HR, PI

Opsiyonel Parametreler: HDMI çıkışı, kayıt cihazı (yazıcı), merkezi izleme sistemi, 3/5/12 derivasyon ECG, çift IBP, EtCO₂ (mainstream/sidestream), C.O., A.G. (mainstream/sidestream), Masimo SpO₂, Nellcor SpO₂, SunTech NIBP, taşıyıcı (trolley), duvar montajı



Opsiyonel Yazılımlar: ECG analog çıkışı, hemşire çağrı sistemi, WiFi (dahili)

PM12D Serisi, monitöre entegre C.O. modülü içerir. Termodilüsyon yöntemini kullanarak kardiyak debiyi ölçer. Son derece doğru sonuçlar verir ve hastaların dokularının yeterli oksijen almasını sağlar.



Özellikler:


- Kolay kullanım için tam dokunmatik ekran
- 12.1 / 12.3 / 12.4 inç yüksek çözünürlüklü renkli TFT ekran
- USB arayüzleri ile kolay yazılım güncelleme ve veri aktarımı (HL7)
- Merkezi izleme sistemi (CMS) ile uyumlu
- Otomatik 3/5/12 derivasyon tanıma
- Farklı kullanım senaryolarına uygun çoklu görüntü modları:
- Standart arayüz, büyük font, ECG
- Standart tam ekran, OXY, trend tablo
- Uzun süreli kullanım için dahili yüksek kapasiteli batarya (yaklaşık 8 saat)
- Elektrokoter girişimine karşı koruma
- Hipoperfüzyon algoritmasına karşı dayanıklılık
- Hasta hareket artefaktlarına karşı filtreleme

Merkezi İzleme ile Yüksek Seviye PM12D Serisi

Geliştirilmiş kapasitif dokunmatik ekranlar, klinik ortamlarda kullanım kolaylığı sağlayan kullanıcı dostu tasarımlarla donatılmıştır.

Hastane bilgi sistemi (HIS) ile veri iletimi ihtiyacını karşılamak amacıyla PM12D Serisi, HL7 protokolü kapsamında veri iletişim altyapısını geliştirmiştir. Hasta bilgileri, alarm verileri, parametreler ve dalga formları dahil olmak üzere verileri HIS sistemine doğrudan veya dolaylı olarak aktarabilir.

PM12D Serisi, hasta verilerinin hastane ağı üzerinden verimli şekilde yönetilmesini sağlayan gelişmiş bağlantı teknolojisi ile entegre çalışır. HL7 modülü aracılığıyla diğer yatak başı tıbbi cihazlarla bağlantı kurar. Merkezi istasyon ile birlikte hasta verileri ve cihaz bilgileri hastane ağı üzerinden sorunsuz şekilde paylaşılır ve klinik tanıya destek sağlar.





ShenZhen Le Medical Technology Co., Ltd.