

SP-20

El Tipi Pulse Oksimetre



Özellikler

- SpO2, Nabız ve Isı (opsiyon) ölçümü
- 3.5 inç PI%, plethysmograph ve pulse bar gösteren TFT ekran
- Erişkin, çocuk ve yenidoğan ölçümleme
- 18 saate kadar batarya sırası
- 500 saate kadar SpO2 verisi saklama
- Veri yükleme için bilgisayar yazılımı

SeaMed

Teknik Özellikler

SpO2

Teknik:	Çift dalgaboyu LED
Gösterim aralığı :	35%~100%
Ölçüm doğruluğu:	±%3 (%70 ile %100 arasında)

Nabız

Ölçüm aralığı:	30~240atım/dakika
Ölçüm doğruluğu :	± 2atım/dakika veya ±2%

Isı (opsiyon)

Ölçüm aralığı:	32°C ~ 43°C
Ölçüm doğruluğu:	± 2°C
Ölçüm süresi:	< 5 saniye
Ölçüm probu:	İnfrared kulak probu

Perfüzyon İndeks

PI gösterme aralığı:	0.2%~20%
----------------------	----------

Ölçüm Modu

Sürekli ve Spot-check

Veri Saklama

500 Saate kadar

Ekran

3.5" inç renkli TFT LCD ekran

Güç

2000mAh lithium batarya

Şarj

Şarj standı veya USB kablo ile

Ebat

158mm x 73mm x 25mm

Net Ağırlık

230g

Veri Yükleme

USB kablo veya kablosuz

Çevre Koşulları

Çalışma Sıcaklığı: 5°C~40°C
Çalışma Nemi: 15%-93%



Erişkin klip sensör



Erişkin soft sensör



Çocuk klip sensör



Çocuk soft sensör



Yenidoğan sargı sensör



İnfrared kulak termometre

SeaMed



FDA 510(k)

DENİZLER MEDİKAL

DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL
T : +90 216 577 52 22
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com
www.denizlermedikal.com