

7A-23D CERRAHİ ASPIRATÖR

- Yağsız motor
- Günlük bakım için yağ eklenmesi gerekmez
- Kolay kullanım için el ve ayak pedalı
- Güvenli, kullanım esnasında artı basınç ortaya çıkmaz
- Cihaz durduğunda geriye doğru basınç akışı olmaz böylelikle sıvı geriye doğru akmaz
- Maksimum negatif basınç: $\geq 0.09\text{MPa}$
- Ses: $\leq 65\text{ dB}$
- Güç: $\leq 180\text{VA}$
- Pompalama oranı: $\geq 20\text{L/min}$
- Rezervuar kapasitesi: 2500mL, 2 adet



DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL
T : +90 216 577 52 22
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com
www.denizlermedikal.com

CE 0123

