

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

OFTALMASKOP SETİ:

- Ultraviyolede arınmış halojen aydınlatma
- Elimine edilmiş kornea ve iris refleksiyonları
- Dar pupillerden yapılan muayene ve geniş fundus görünümü
- Diyoptri diski sayesinde +40 - 35 diyoptri lens ayar
- Eşeli 6 ayrı görünüm imkanı
- Yıldızlı koordinat sistemi, Büyük-Küçük Daire, Yarım Daire, Grid, Stenopaik Slit
- 3 Farklı Işık Modu (Beyaz, Mavi , Yeşil)
- Tek parmak ile kullanım imkanı
- Orbital destek imkanı



DUVARA MONTE

OFTALMASKOP SETİ