

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

OTOSKOP SETİ:

- Ultraviyolede arınmış halojen aydınlatma
- Konnektör Kilit Sistemi
- Arka kısımdan uç kısma doğru ışık çıkışı
- Yansımaz ve bozulmayan görüntü
- Çizilmeye dayanıklı, kendi ekseninde 360° dönebilen optik camlı gözlem penceresi ile el aletlerini kullanabilme
- Disposable Spekulumlar
- Pnömatik test yapabilme imkanı
- Darbelere dayanıklı plastik alaşımlı gövde



DUVAR ÜNİTESİ :

- 220/230V AC50-60 Hz. Şehir Şebekesi ile Çalışabilme
- Cihazın açık olduğunu belirten ikaz ışığı
- 4 metrelik spiral kablo ile kullanım imkanı
- Elçek üzerinden ışık şiddeti ayarlayabilme
- Elçek yuva oturduğunda otomatik söner, kullanımda ise otomatik yanar