

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

OTOSKOP SETİ:

- Ultraviyolede arınmış halojen aydınlatma
- Konnektör Kilit Sistemi
- Arka kısımdan uç kısma doğru ışık çıkışı
- Yansımaz ve bozulmayan görüntü
- Çizilmeye dayanıklı,kendi ekseninde 360° dönebilen optik camlı gözlem penceresi ile el aletlerini kullanabilme,
- Disposable Spekulumlar
- Pnömatik test yapabilme imkanı
- Darbelere dayanıklı plastik alaşımlı gövde

OFTALMASKOP SETİ:

- Ultraviyolede arınmış halojen aydınlatma
- Elimine edilmiş kornea ve iris refleksiyonları
- Dar pupillerden yapılan muayene ve geniş fundus görünümü
- Diyoptri diski sayesinde +40 - 35 diyoptri lens ayar
- Eşeli 6 ayrı görünüm imkanı
- Yıldızlı koordinat sistemi,Büyük ve Küçük Daire,Yarım Daire,Grid,Stenopaik Slit
- 3 Farklı Işık Modu (Beyaz, Mavi , Yeşil)
- Tek parmak ile kullanım imkanı
- Orbital destek imkanı

DUVAR ÜNİTESİ :

- 220/230V AC50-60 Hz. Şehir Şebekesi ile Çalışabilme
- Cihazın açık olduğunu belirten ikaz ışığı
- 4 metrelik spiral kablo ile kullanım imkanı
- Elçeker üzerinden ışık şiddeti ayarlayabilme
- Her iki elçeği aynı anda kullanabilme
- Elçeker yuva oturduğunda otomatik söner, kullanımda ise otomatik yanar



HS-S400 DUVARA MONTE OTOSKOP OFTALMASKOP SETİ