

INSIGHTERS iS3-L VIDEO LARİNGOSKOP




**DENİZLER
MEDİKAL**

DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.

K.bakkalköy Mh. Sevdâ Sk.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL
T : +90 216 577 52 22
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com
www.denizlermedikal.com



- Yenilikçi-Hızlı ve Kolay Kullanım
- Tüm Hasta Tipleri ile Uyumlu
- Yenidoğan - Çocuk
- Yetişkin - Obez



- 3.5 inc Dokunmatik LCD Ekran
- Fotoğraf, Video ve Ses Kaydı
- USB/HDMI/Wifi
- Dahili Şarj Edilebilir Batarya
- İç/Dış Mekan Ayarlanabilir




- Yüksek Görüntü Kalitesi
- Geliştirilmiş Tam Dijital Mikro Görüntüleme
- Net Görünüm ile Kolay İşlemler

- Anti-Fog Özelliği
- Akıllı Isıtma Çipi, Sıcaklık Kontrolü ile Buğu Önleme Sağlar.
- İşlem Başlangıcında Ön Isıtma ve Bekleme Yapmaz.





Blade



SS

S

M

L

Yenidoğan

Çocuk

Yetişkin

Obez

Blade Parametre Tablosu

Blade	SS	S	M	L
Hasta Tipi	Yenidoğan	Çocuk	Yetişkin	Obez
Entübasyon Tüpü İç Çapı	2.5-4.0mm	4.0-6.0mm	6.0-9.0mm	7.5-10.0mm
Sterilizasyon Yöntemi	Düşük sıcaklıkta plazma sterilizasyon yöntemi uygulayınız. 10 dakika boyunca %2 Glutaral'da bekletiniz.			
Geçerlilik	2 Yıl			

Blade Parametre Listesi

Model	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Açı
SS	89±2.0mm	14.0±1.0mm	73±2.0mm	58°±2°
S	103.0±2.0mm	18.0±1.0mm	73,5±2.0mm	62°±2°
M	124.0±2.0mm	21.0±1.0mm	73.5±2.0mm	73°±2°
L	133±2.0mm	22.5±1.0mm	73,5±2.0mm	90°±2°