

**SeaMed**<sup>®</sup>

# VIB ÖKSÜRTME CİHAZI

Yüksek Frekans Göğüs Duvarı Osilasyon Cihazı

K-I 2000




CE  
2460



## Daha Kolay Nefes Alın

Hastanın iyileşmesini zorlaştırabilecek solunum yolu salgılarını hızlı ve etkili bir şekilde temizlemeniz gerektiğinde, VIB Öksürük Yeleği Sistemi çözüm sunabilir.

Vücutta biriken salgılar, solunum yolu enfeksiyonlarının, hastaneye yatış oranlarının artmasına ve akciğer fonksiyonlarının azalmasına yol açabilir. Mukus temizliğini iyileştirmenize yardımcı olmak için SeaMed VIB Öksürük Yeleği Sistemi, Yüksek Frekanslı Göğüs Duvarı Salınımı (HFCWO) sağlar.



## VIB Öksürtme Sistemi Nasıl Çalışır?

VIB Öksürük Yeleği sistemi, bir tüple hava darbe jeneratörüne bağlı şişirilebilir bir yelekten oluşur. Jeneratör, yeleği saniyede 5-20 kez hızla şişirip indirerek göğüs duvarını sıkıştırır ve gevşetir. Hızlı göğüs hareketi, mukusu yerinden söküp inceltir ve merkezi hava yollarına doğru hareket ettiren "mini öksürükleri" taklit eder.

## Havayolu'nu Temizlemek İçin 3 Adım

1. Mukusu parçalar daha ince hale getirir.
2. Akciğerde "mini-öksürükler" oluşturur mukusun dışarı itilmesini sağlar.
3. Siliyanın daha hızlı hareket etmesini sağlar, yumuşamış mukusun yukarıya taşınmasına yardım eder.




## Kolay Kontrol

Dokunmatik LCD Ekran ile parametre ayarlamaları ve program takibi daha kolay. Birden fazla programlama aracı uygulama konusunda kullanıcılara esneklik sağlar.




## Ayarlanabilir Basınç

Üzerindeki tuş yardımıyla hastaya uygulanan göğüs basıncı ayarlanabilir.




## Üstün Gürültü Önleme

Rakiplerinden açık ara daha az çalışma gürültüsüne sahiptir. Böylece hastayı ve kullanıcıları rahatsız etmez.



— Similar (HFCWO)  
— LABTEK VIB Cough-Vest LBTK-K-I 2000  
Daha yüksek genlik, üçgen dalga formu, daha iyi balgam çıkarma etkisi.



Daha yüksek yoğunluk, daha iyi bir balgam söktürme etkisi sağlar.

## Tavsiye Edilen Bölümler

Solunum, Yoğun Bakım, Pediatri, Geriatri, Kardiyotorasik Cerrahi, Nöroloji, Genel Cerrahi, Acil Servis, Bulaşıcı Hastalıklar

## Endikasyonlar

- Bronşektazi
- Astım
- Kronik Bronşit
- Kronik Obstrüktif Amfizem
- Akut Pnömani
- Kistik Fibrozis
- Koma ve Atelektazi