



### KN-2200A (SWING KOLLU HD KOLPOSKOPİK KAMERA)

Yazılım Fonksiyonları ve Özellikleri ( KN-2200/2200A/2200I/2200B ) :


- İngilizce, Türkçe, Çince, İspanyolca, Rusça, Vietnam ve diğerlerini içeren çoklu dil desteği
- Video kaydı, görüntüyü dondurma, düzenleme, resim alma, rapor çıktısı ve saklama özelliklerine sahip çok fonksiyonlu işletim yazılımı
- Özel yazılım paketi, görüntüyü büyültme küçültme, görüntü üzerinde işaretleme, bölgesel büyütme ve benzeri işlemler için kullanılabilir. Asetik asit reaksiyon için geriye sayma fonksiyonu ile, kolposkopi muayenesi ve operatif tedavide dinamik gözlem için gayet uygundur
- Çeşitli vaka veritabanı (175 çeşit), arzu edilen vaka görüntüleri eklenebilir, klinik kontrast için uygundur
- Standart durumlarda rapor düzenleme ve yazdırma için uygun hazır şablon; teşhis raporları ile RGB görüntü baskısının çeşitli biçimlerini destekler; doktor vaka raporu tasarlayabilir
- Vaka numarası, isim ve tarih yoluyla vaka arama; Elde edilen vakalara görüntü gösterimi, veri değiştirme, kaydetme, yeniden inceleme ve video oynatma
- Çok çeşitli görüntü verisi saklanır ve yedeği alınır
- Win7 ve Win8 işletim sistemlerini destekleyen, Tek tuşla yazılım kurulumu



# SeaMed



KN-2200A (SWING KOLLU HD KOLPOSKOPİK KAMERA)




Normal Serviks

Doğum Sonrası Serviks

Servikal Erozyon I.

Servikal Erozyon II.




Servikal Erozyon III.

Servikal Polip

# SeaMed

HD Kamera	Görüntü Sensörü	1/2.8" SONY CCD
	Etkin Pikseller	3.27 Milyon civarı
	Görüntü Boyutu	1920x1080
	Sinyal Gürültü Oranı	50db'den fazla
	Video Çıkışı	HD-SDI
	Odaklama	Otomatik/Manuel
	Beyaz Balans Ayarı	Otomatik/Manuel
	Dahili Enerji	Lityum Batarya ile 4 saat kullanım
Opsiyon	2.5" LCD Ekran	
	Kablosuz Video Gönderimi, Parazitsiz İletişim, Kablosuz Aktarım Mesafesi 30 Metre	
	Barkod Okuyucu	
Işık Kaynağı	LED Aydınlatma ile 1200 Lux	



MÜKEMMEL HD  
GÖRÜNTÜ



HD Görüntü 1920x1080



1/2.8" SONY HD camera




Full HD 1080p



3.27mega HD pixels



HD-SDI Video çıkışı



YÜKSEK KALİTEDE  
HD ÇÖZÜNÜRLÜK

  
DENİZLER  
MEDİKAL

DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk.  
Seven Tower No:1 Kat:3  
Ataşehir / İSTANBUL  
T : +90 216 577 52 22  
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com  
www.denizlermedikal.com