




SEAMED KL - 8052N
İnfüzyon Pompası

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- › Standart infüzyon pompa setleri ile uyumlu peristaltik pompa
- › Türkçe, pratik kullanım menüsü
- › Akış hızı, Zamansal ve damla/dk. kullanım modları
- › 0,1-1500 ml/h arası ayarlanabilir infüzyon hızları
- › 1-9999 ml arası ayarlanabilir volüm girebilme
- › Sesli ve görsel alarmlar (Tıkanıklık, sette hava var, kapı açık, infüzyon bitti, düşük batarya, hatırlatma alarmı)
- › Dahili batarya ile 5 saat sürekli infüzyon
- › KVO ve Bolus Fonksiyonları
- › Uzun dönem kullanım için dayanıklı metal pompa kapak mekanizması




LCD EKLAN

4" (inch) LCD ekranı ile uzaktan bakıldığında kolaylıkla infüzyon değerlerinin ve görsel alarmların görülebilmelerini sağlar

ZAMAN MODU

Cihaz, zaman modu sayesinde infüzyon süresi ve gönderilmek istenen volüm girildiğinde otomatik olarak akış hızını ayarlayarak hemşirelerin işini oldukça kolaylaştırmaktadır.



TUŞ KİLİDİ

Tuş kilidi sayesinde infüzyon sırasında üçüncü şahısların müdahalesine engel olur.

AKIŞ HIZI DEĞİŞTİRME

İnfüzyon işlemini durdurmadan akış hızı değiştirebilme olanağı sunar



GEÇİŞ MODU

İnfüzyon modları arasında kolay geçiş imkanı sunar.

SET BAĞIMSIZ YAPI

Cihaz set bağımsız yapısı sayesinde set bağımlı infüzyon pompaları sebebiyle kurumlarda oluşan yüksek maliyeti büyük ölçüde düşürür. (Cihaza kalibre edilmiş olan IV setler deep switch teknolojisi sayesinde kullanıcı tarafından kolay ve pratik bir şekilde seçilebilir.

